

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>STAMPELLE ANATOMIC</p>	<p>Rev 00</p> <p>Maggio 2010</p>
---	---	--

CODICE	DESCRIZIONE
AD-25	Stampelle ANATOMIC

Descrizione

Stampelle in alluminio anodizzato con appoggio antibrachiale a doppia regolazione ed impugnatura anatomica. Puntali in gomma.

Precauzioni

- Consultare sempre il medico o il rivenditore per una corretta regolazione e per un uso adeguato del dispositivo.
- Non conservare all'aperto ed evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Attenzione: non lasciare il dispositivo in automobile in caso di elevata temperatura esterna.
- Controllare attentamente tutte le parti del dispositivo - clip di fissaggio, tubi, puntali ed impugnature.
- Controllare regolarmente il corretto posizionamento delle clip di fissaggio.
- Impugnare fermamente il dispositivo durante l'utilizzo.
- In caso di perdita d'equilibrio, lasciare prontamente il dispositivo in modo da non cadervi sopra.
- Le parti regolabili di ambedue le stampelle devono essere fissate allo stesso livello d'altezza in modo da garantire stabilità al dispositivo. In caso di dubbio, rivolgersi al rivenditore.
- Spostarsi sempre lentamente ed a piccoli passi per garantire un corretto bilanciamento del peso corporeo e per evitare perdite d'equilibrio.
- Non utilizzare su superfici bagnate o ghiacciate.
- Non utilizzare il dispositivo su gradini.
- Utilizzare il dispositivo soltanto come ausilio per la deambulazione ed evitare qualsiasi altro uso improprio.
- Rispettare sempre la portata massima.
- Prima dell'utilizzo, verificare sempre il corretto posizionamento delle clip di fissaggio e la stabilità sul terreno del dispositivo.
- Non appendere o appoggiare alcun oggetto al dispositivo.
- Non modificare in alcuna parte il dispositivo. In caso di necessità, utilizzare soltanto parti di ricambio originali. Solo personale qualificato è abilitato alla riparazione del dispositivo.
- Dopo un lungo periodo di non utilizzo, provvedere sempre alla verifica del dispositivo da parte di personale qualificato.
- Durante l'uso, prestare particolare attenzione a buche e deformazioni del terreno.

Preparazione per l'uso

Solo personale qualificato può procedere all'adeguata regolazione del dispositivo e dare indicazioni circa il suo corretto utilizzo. Un'errata regolazione dell'altezza e degli appoggi brachiali o un uso improprio possono determinare una perdita d'efficacia del dispositivo, degli sforzi eccessivi per il paziente e, persino, il rischio di caduta.

Il dispositivo deve essere predisposto all'uso da personale qualificato a seconda delle specifiche necessità di ciascun paziente.

Materiali

La struttura del dispositivo è realizzata in alluminio anodizzato con componenti in materiale plastico. Puntali in gomma antiscivolo.

Pulizia

Pulire con panno morbido e detergenti neutri.
Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>STAMPELLE ANATOMIC</p>	<p>Rev 00</p> <p>Maggio 2010</p>
---	---	--

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Dati tecnici

Regolazione in altezza da 73.5 a 96.5 cm

Regolazione appoggi brachiali da 24 a 31.5 cm

Portata 120 kg

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Codice nomenclatore 12.03.06.003

Codice CND: Y120306

Progressivo di registrazione: 320041

Produttore Intermed srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE