

Rev. 01  
Luglio 2010



## Scheda tecnica

CN-100.5XX

Pessari in gomma



Codice	Descrizione
CN-100.561	Pessari in gomma diametro 45 mm.
CN-100.562	Pessari in gomma diametro 50 mm.
CN-100.563	Pessari in gomma diametro 55 mm.
CN-100.572	Pessari in gomma diametro 57 mm.
CN-100.564	Pessari in gomma diametro 60 mm.
CN-100.573	Pessari in gomma diametro 63 mm.
CN-100.565	Pessari in gomma diametro 65 mm.
CN-100.566	Pessari in gomma diametro 70 mm.
CN-100.567	Pessari in gomma diametro 75 mm.
CN-100.568	Pessari in gomma diametro 80 mm.
CN-100.574	Pessari in gomma diametro 83 mm.
CN-100.569	Pessari in gomma diametro 85 mm.
CN-100.570	Pessari in gomma diametro 90 mm.
CN-100.571	Pessari in gomma diametro 95 mm.
CN-100.392	Pessari in gomma diametro 100 mm.

Indicazioni	
Produttore	<b>FOR.ME.SA Srl</b>
CND	U089005
Repertorio	19862/R
Conformità	Dispositivo Medico di Classe IIb conforme alla Direttiva 93/42/CEE

**INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Indicazioni

Pessari in gomma di varie misure.

## Descrizione

Il presente dispositivo è indicato per la contenzione del prolasso uterino. Il tempo di utilizzo continuativo sul paziente deve essere definito dal personale medico competente.

## Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità al materiale componente.

Non è consentito:

1. l'uso del dispositivo a contatto con parti lese (ferite);
2. il riutilizzo del dispositivo dopo l'uso;
3. l'utilizzo per un tempo superiore a quello definito dal personale medico;
4. l'utilizzo in abbinamento o come parte di altri dispositivi medici;
5. la modifica o l'alterazione delle parti costituenti e/o delle caratteristiche;
6. l'uso di medicinali o di sostanze considerate tali o ad esse equiparabili in abbinamento o congiuntamente al dispositivo;
7. l'abuso nell'utilizzo.

Dispositivo non sterile monouso.

Non contiene lattice.

## Conservazione

Il dispositivo viene fornito con l'imballo standard della società produttrice che ne garantisce il corretto stoccaggio prima dell'uso. Per mantenere la corretta conservazione nel tempo, si consiglia di utilizzare sempre l'imballo originale in ambiente asciutto avente temperature comprese tra +1°C e +40°C, non a diretto contatto con fonti irradianti di calore, al riparo da polveri e materiali nocivi ed al di fuori della portata dei bambini.

Non accatastare parti pesanti sopra il dispositivo.

Non sottoporre il medesimo a stress meccanici.

## Pulizia

Prima di utilizzare il dispositivo, eseguire un lavaggio utilizzando acqua tiepida e sapone neutro e poi risciacquare con soluzione fisiologica.

Non utilizzare spazzole, ma solo spugne morbide in modo da non graffiare la superficie in gomma del dispositivo.

Non utilizzare alcool, solventi, acidi e comunque liquidi che potrebbero danneggiare il dispositivo.

Dopo la pulizia, non lasciare incustodito il dispositivo, ma posizionarlo immediatamente in sede vaginale.

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

### INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142