


























Patologia	Programma	Numero trattamenti	Frequenza trattamenti	Rif. posizione elettrodi
Artrosi	P2 impostabile (consigliato 90Hz 50µs 40 minuti) o P04 o P11 o P14	Fino a riduzione del dolore	Giornaliera fino a 2/3 volte al giorno	Sulla zona del dolore
Cervicalgia	P11	10/12	Giornaliera, anche 2 volte al dì	
Cefalea miotensiva	P11 + P05	10/12	Giornaliera (anche 2 volte al dì per entrambi i trattamenti)	
Dorsalgia	P06 o P11	10/12	Giornaliera	

<p>Lombalgia</p>	<p>P3 o P4 impostabili (consigliato 90Hz 60µs 40 minuti) o P11</p>	<p>12/15</p>	<p>Giornaliera</p>	<p>Lombare (lombalgia) 27 (per programma medicale)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ⓒ Area: lumbar (lombalgia) (for medical programme) Ⓕ Zone: lombaire (lombalgie) (pour programme médical) Ⓖ Bereich: Lenden (Lendenschmerzen) (medizinisches Programm) Ⓔ Zona: lumbar (lumbago) (para programa médico) Ⓜ Zone: lenden (lage rugpijn) (geneeskundig programma) 
<p>Sciatalgia</p>	<p>P3 o P4 impostabili (consigliato 90Hz 60µs 40 minuti) o P11</p>	<p>15/20</p>	<p>Giornaliera, anche 2 volte al dì</p>	<p>Lunghezza gamba (sciatalgia) 28 (per programma medicale)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ⓒ Area: the length of the leg (sciatica) (for medical programme) Ⓕ Zone: la longueur de la jambe (sciatalgie). (pour programme médical) Ⓖ Bereich: Bein in der Länge (Ischias) (medizinisches Programm) Ⓔ Zona: la longitud de la pierna (ciática) (para programa médico) Ⓜ Zone: het hele been (ischialgie) (geneeskundig programma)  <p>ATTENZIONE: per questa applicazione utilizzare i cavi in direzione senza giungere gli sdoppiatori, al fine di evitare che i contatti liberi vadano in contatto.</p>
<p>Cruralgia</p>	<p>P13</p>	<p>15/20</p>	<p>Giornaliera, 2 volte al dì</p>	<p>Lombare (lombalgia) 27 (per programma medicale)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ⓒ Area: lumbar (lombalgia) (for medical programme) Ⓕ Zone: lombaire (lombalgie) (pour programme médical) Ⓖ Bereich: Lenden (Lendenschmerzen) (medizinisches Programm) Ⓔ Zona: lumbar (lumbago) (para programa médico) Ⓜ Zone: lenden (lage rugpijn) (geneeskundig programma)  <p>Primo trattamento con elettrodi come da prima immagine. Secondo trattamento con posizionamento come da seconda immagine ma con elettrodi tutti spostati verso l'interno della coscia</p>

				 <p>Cosce (quadriceps)</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Thighs (quadriceps) ⊙ Cuissees (quadriceps) ⊙ Schenkkel (Quadrizeps) ⊙ Muslos (quadriceps) ⊙ Dijsbeen (quadriceps) <p>35 x 45 mm 45 x 50 mm</p> <p>35 x 45 mm 45 x 50 mm</p> <p>40 x 90 mm 50 x 90 mm</p> <p>40 x 90 mm 50 x 90 mm</p>
Epicondilite	P2 impostabile (consigliato 90Hz 40µs 40 minuti) o P11	15/20	Giornaliera, anche 2 volte al dì	 <p>29 Gomito (epicondilite) (per programma medicale)</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Area: elbow (epicondylitis) (for medical programme) ⊙ Zone: coude (épicondylite) (pour programme médical) ⊙ Bereich: Ellenbogen (Tennisarm) (medizinisches Programm) ⊙ Zona: codo (epicondilitis) (para programa médico) ⊙ Zone: elleboog (epicondilitis) (geneeskundig programma) <p>35 x 45 mm 45 x 50 mm</p> <p>35 x 45 mm 45 x 50 mm</p>
Dolore all'anca	P2 impostabile (consigliato 90Hz 70µs 40 minuti) o P11	10/20	Giornaliera anche 2 volte al dì,	 <p>30 Anca (dolori all'anca) (per programma medicale)</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Area: hip (hip pain) (for medical programme) ⊙ Zone: hanche (douleurs à la hanche) (pour programme médical) ⊙ Bereich: Becken (Beckenschmerzen) (medizinisches Programm) ⊙ Zona: cadera (dolores de cadera), (para programa médico) ⊙ Zone: heup (heuppijn) (geneeskundig programma) <p>35 x 45 mm 45 x 50 mm</p> <p>35 x 45 mm 45 x 50 mm</p>

<p>Dolore al ginocchio</p>	<p>P2 impostabile (consigliato 90Hz 70µs 40 minuti) o P11</p>	<p>10/20</p>	<p>Giornaliera, anche 2 volte al dì</p>	<p>Ginocchio (dolori al ginocchio) 31 (per programma medicale)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ⓒ Area: knee (knee pain) (for medical programme) Ⓕ Zone: genou (douleurs au genou) (pour programme médical) Ⓖ Bereich: Knie (Knieschmerzen) (medizinisches Programm) Ⓔ Zona: rodilla (dolores de rodilla) (para programa médico) Ⓝ Zone: knie (kniepijn) (geneeskundig programma)   
<p>Distorsione alla caviglia</p>	<p>P2 impostabile (consigliato 120Hz 250µs 5 minuti)</p>	<p>5/7</p>	<p>Giornaliera, fino a 2/3 volte al giorno</p>	<p>Caviglia (distorsione/contusione) 32 (per programma medicale)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ⓒ Area: ankle (sprains/bruising) (for medical programme) Ⓕ Zone: cheville (entorse/contusion) (pour programme médical) Ⓖ Bereich: Fessel (Verstauchung/Prellung) (medizinisches Programm) Ⓔ Zona: tobillo (distorsión/contusión) (para programa médico) Ⓝ Zone: enkel (verzwikking/kneuzing) (geneeskundig programma)   
<p>Tunnel carpale</p>	<p>P2 impostabile (consigliato 90Hz 50µs 40 minuti) o P11</p>	<p>10/12</p>	<p>Giornaliera, anche 2 volte al dì</p>	<p>Polso (tunnel carpale) 33 (per programma medicale)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ⓒ Area: wrist (carpal tunnel) (for medical programme) Ⓕ Zone: poignet (tunnel carpien) (pour programme médical) Ⓖ Bereich: Handgelenk (Handwurzel tunnel) (medizinisches Programm) Ⓔ Zona: muñeca (túnel carpiano) (para programa médico) Ⓝ Zone: pols (carpale tunnel) (geneeskundig programma)    <div data-bbox="1989 1342 2112 1445" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ATTENZIONE: per questa applicazione utilizzare i cavi in dotazione senza aggiungere gli adattatori, al fine di evitare che i contatti liberi vadano in cortocircuito.</p> </div>

<p>Nevralgia del trigemino</p>	<p>P2 impostabile (consigliato 90Hz 30µs 30 minuti)</p>	<p>10/12</p>	<p>Giornaliera</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: right;">24 Microlifting Facciale</p>  <ul style="list-style-type: none"> Ⓒ Microlifting: facial muscles Ⓕ Microlifting muscle facial Ⓓ Mikrolifting Gesichtsmuskulatur Ⓔ Microlifting músculo facial Ⓗ Microlifting gezichtspieren <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-top: 5px;"> <p>ATTENZIONE: per questa applicazione utilizzare i contatti in dotazione, senza aggiungere gli adipeuranti, al fine di evitare che i contatti libere vengano in contatto.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-top: 5px;"> <p>ATTENZIONE: there is a risk of electric shock if the electrodes are not inserted in the correct way. Do not use the electrodes on the face. Do not use the electrodes on the face. Do not use the electrodes on the face.</p> <p>WARNING: it is prohibited to place the electrodes on the eyes or to direct the current on the eyelids. Do not use the electrodes on the face. Do not use the electrodes on the face. Do not use the electrodes on the face.</p> <p>ACHTUNG: Es ist verboten, die Elektroden in unmittelbarer Nähe der Augen anzuordnen. Do not use the electrodes on the face. Do not use the electrodes on the face. Do not use the electrodes on the face.</p> <p>ATENCIÓN: no se permite colocar los electrodos cerca de los ojos. No se debe dirigir la corriente por las pestañas. Do not use the electrodes on the face. Do not use the electrodes on the face. Do not use the electrodes on the face.</p> <p>LET OP! In de buurt van de elektroden plaatsen de ogen is verboden. Het is niet toegestaan de stroom door de wimpers te laten vloeien. Do not use the electrodes on the face. Do not use the electrodes on the face. Do not use the electrodes on the face.</p> </div>  </div>
<p>Torcicollo</p>	<p>P2 impostabile (consigliato 90Hz 50µs 40 minuti) o P14 + P12</p>	<p>8/10</p>	<p>Giornaliera (1/2 volte al giorno per ciascun programma)</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: right;">25 Cervicale</p> <p>(per programma medicale)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ⓒ Area: cervical (for medical programme) Ⓕ Zone: cervicale (pour programme médical) Ⓓ Bereich: Halswirbel (medizinisches Programm) Ⓔ Zona: cervical (para programa médico) Ⓗ Zone: hals (geneeskundig programma)   </div>
<p>Periartrite</p>	<p>P11 + P07</p>	<p>15/20</p>	<p>Giornaliera (1/2 volte al giorno per ciascun programma)</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: right;">26 Spalla (periartrite)</p> <p>(per programma medicale)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ⓒ Area: shoulder (peri-arthritis) (for medical programme) Ⓕ Zone: épaule (périarthrite) (pour programme médical) Ⓓ Bereich: Schulter (Periarthritis) (medizinisches Programm) Ⓔ Zona: hombro (periartritis) (para programa médico) Ⓗ Zone: shoulder (periartritis) (geneeskundig programma)    </div>

Importante: in tutti questi programmi, l'intensità di stimolazione deve essere regolata tra la soglia di percezione dell'impulso ed il momento in cui l'impulso inizia a provocare fastidio. Ad eccezione del trattamento della periartrite, i muscoli circostanti l'area trattata non devono contrarsi ma solo produrre delle leggere "vibrazioni".