

GARANZIA

Il deambulatore antibrachiale pieghevole è garantito **2 ANNI** dalla data di acquisto. Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. **La garanzia non è applicabile in caso di danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno smontaggio effettuato da personale non autorizzato.** Per riparazioni, nel rispetto delle suddette condizioni, inviare il deambulatore antibrachiale pieghevole munito della ricevuta di acquisto al rivenditore locale più vicino.

WARRANTY

This foldable antibrachium walker has **2-year warranty** from purchase date which is certified by the receipt or invoice. The distributor reserves the right either to repair or replace necessary parts to correct defects in the materials or workmanship without any charge. **The warranty does not apply to damage resulting from failure to follow the operating instructions, accidents, abuse, alteration or disassembly by unauthorized individuals.** In the case you need to get your foldable antibrachium walker repaired and you fulfil the conditions of warranty, send it to the nearest retailer together with the purchase receipt.

PARTI DI RICAMBIO

- **RV7076** _____ Ruote in gomma-paio
- **RV7077** _____ Ruote in gomma con freno-paio
- **RV7090** _____ Rivestimento per antibrachiali-paio

ACCESSORI

- **RV7089** _____ Antibrachiali completi-paio

SPARE PARTS

- **RV7076** _____ Rubber wheels for walkers-pair
- **RV7077** _____ Rubber wheels for walkers with brakes-pair
- **RV7090** _____ Spare cover for antibrachium rests-pair

ACCESSORIES

- **RV7089** _____ Antibrachium rest-pairs

**CERTIFICATO DI GARANZIA - WARRANTY CERTIFICATE**

Prodotto / Product _____

Acquistato in data / Purchasing date _____

Rivenditore / Authorized dealer _____

Via / Street _____ Località / Place _____

Venduto a / Purchased by _____

Via / Street _____ Località / Place _____

MORETTI S.p.A.

INTERNET: www.morettispa.com E-MAIL: info@morettispa.com

MADE in P.R.C.

MA RP754A RP756S A 01-A



RP754A
• Regolabile
• Adjustable



RP754A



A 9 0 4 0 3 9 0 3 1



RP756A
• Fisso
• Fixed

RP756A



A 9 0 4 5 7 7 4 1 2

**DEAMBULATORI
CON APPOGGIO ANTIBRACHIALE
MANUALE D'ISTRUZIONI**

WALKERS

**WITH ANTIBRACHIAL REST
INSTRUCTION MANUAL**



Moretti S.p.A.

Via Bruxelles 3 - Melegnano

52022 Cavriglia (Arezzo)

Telefono +39 055 96 21 11

Fax +39 055 96 21 200

www.morettispa.com

info@morettispa.com

ITALIANO



Dispositivo Medico di Classe I
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

Codici RP754A-756A

Grazie per aver acquistato il deambulatore antibrachiale pieghevole della linea **MOPEDIA** by Moretti, realizzato per sostenere persone con difficoltà di movimento. Costruito in acciaio cromato con 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno, antibrachiali imbottiti regolabili in altezza.

- **RP756A** _____ fisso
- **RP754A** _____ regolabile ogni 2,5 cm da 96 a 157 cm

Istruzioni per il montaggio:

1. Per assemblare il deambulatore inserire la barra della parte posteriore nei tubi delle strutture laterali. La barra sarà inserita quando i bottoni scatteranno.
2. Usare le due barre orizzontali della parte posteriore per rinforzare tutta la struttura. Fissare le barre grazie alle quattro manopole a vite.
3. Inserire i sottoascellari regolando l'altezza desiderata dal paziente e fissarli con i due fermi presenti sulla struttura.
4. Il sedile può essere facilmente montato e smontato dalla struttura grazie ai quattro ganci di cui è dotato (RP757 optional).

ATTENZIONE: Alla presenza di fili elettrici a terra, pavimento bagnato, tappeti, giocattoli o altri ostacoli, mobili, scalini e pavimenti sconnessi. Non usare il deambulatore per salire o scendere le scale o sulle scale mobili.

ATTENZIONE: USARE CON PRUDENZA SU SUPERFICI BAGNATE E SCIVOLOSE

Evitare contatti prolungati con acqua e controllare periodicamente la robustezza del deambulatore. Per evitare eventuali rischi si raccomanda di tenere il deambulatore lontano dalla portata dei bambini.



• RP757 optional



ENGLISH

I Class Medical Device
according to ECC directive 93/42

Codes RP754A-756A

Thank you for purchasing foldable antibrachium walker **MOPEDIA** by Moretti manufactured to support people with movement difficulty. It is realised in chrome plated steel tubing with four swivel wheels two of which of with brakes, antibrachium rest, adjustable in height.

- **RP756A** _____ fixed
- **RP754A** _____ height-adjustable every 2,5 cm from 96 to 157 cm

How to assemble:

1. Start assembling your walker with the pole of the back frame which has to be inserted in the tubes of the lateral frame and fixed with two brass buttons.
2. Use two horizontal poles to install in the back frame to strengthen the whole walker. Fix the poles with the four screw-buttons.
3. Adjust the rests to the patient's desired height and fix them with two lock stems.
4. It is easy to mount and dismount the seat which is hung by means of hooks on the poles of the lateral frame (RP757 optional)

ATTENTION: Beware of electrical cords in way, wet surfaces, rugs, toys or debris, furniture, little steps and gaps in floors. Do not use the walker on stairs or escalators.

ATTENTION: USE EXTRA CAUTION ON WET AND SLIPPERY SURFACES

Avoid to leave the walker in contact with water for long periods and control its sturdiness periodically. Keep it away from children to avoid any possible risks.



• RP757 optional