

GARANZIA

Il bastone pieghevole in alluminio è garantito **2 ANNI** dalla data di acquisto. Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. **La garanzia non è applicabile in caso di danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno smontaggio effettuato da personale non autorizzato.** Per riparazioni, nel rispetto delle suddette condizioni, inviare il bastone pieghevole in alluminio munito della ricevuta di acquisto al rivenditore locale più vicino.

WARRANTY

This aluminium walking stick has **2-YEAR** warranty from purchase date which is certified by the receipt or invoice. The distributor reserves the right either to repair or replace necessary parts to correct defects in the materials or workmanship without any charge. **The warranty does not apply to damage resulting from failure to follow the operating instructions, accidents, abuse, alteration or disassembly by unauthorized individuals.** In the case you need to get your aluminium walking stick repaired and you fulfil the conditions of warranty, send the it to the nearest retailer together with the purchase receipt.

PARTI DI RICAMBIO

- **RV7028**.....Puntale nero per RP145-paio
- **RV7029**.....Puntale marrone per RP145B-paio

SPARE PARTS

- **RV7028**.....Black rubber tip for RP145-pairs
- **RV7029**.....Brown rubber tip for RP145B-pairs



MORETTI

CERTIFICATO DI GARANZIA - WARRANTY CERTIFICATE



MOPEDIA

Prodotto / Product _____

Acquistato in data / Purchasing date _____

Rivenditore /Authorized dealer _____

Via / Street _____ Località / Place _____

Venduto a / Purchased by _____

Via / Street _____ Località / Place _____

MORETTI S.p.A.
INTERNET: www.morettispa.com E-MAIL: info@morettispa.com
MADE IN P.R.C.



MOPEDIA



RP145NL
RP145NC
• Nero
• Black

RP145BC
• Bronzo
• Bronze

RP145



A 900348145



- Chiuso
- Closed

BASTONI PIEGHEVOLI MANUALE D'ISTRUZIONE

FOLDING WALKING STICKS INSTRUCTION MANUAL



MORETTI

Moretti S.p.A.
Via Bruxelles 3 - Melegnano
52022 Cavriglia (Arezzo)
Telefono +39 055 96 21 11

Fax +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com

Dispositivo Medico di Classe I

D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

Codice RP145BC-NC-NL

Grazie per aver acquistato il bastone in alluminio anodizzato, pieghevole **MOPEDIA** by Moretti, realizzato per sostenere persone con difficoltà di movimento. Costruito in lega d'alluminio anodizzato colore bronzo o nero, pieghevole in 4 parti, manico in legno e puntale in gomma antiscivolo. Peso massimo sopportabile 130kg. Regolabile in altezza ogni 2,5 cm:

- **RP145BC** da 77,5 a 87,5 cm
- **RP145NC** da 77,5 a 87,5 cm
- **RP145NL** da 82,5 a 92,5 cm

Regolazione dell'altezza:

Premere il fermo per regolare l'altezza sfilando la canna e portandola in corrispondenza dei fori in base all'altezza desiderata e alla manovrabilità soggettiva del paziente stesso. Riposizionare il fermo sul foro per bloccare la canna.

AVVERTENZE: USARE CON PRUDENZA SU SUPERFICI BAGNATE E SCIVOLOSE.

Evitare contatti prolungati con l'acqua e controllare periodicamente la robustezza. Per evitare eventuali rischi, si raccomanda di tenere il bastone lontano dalla portata dei bambini e di sostituire il puntale di appoggio a terra una volta usurato.

I Class Medical Device according to
EEC directive 93/42

Code RP145BC-NC-NL

Thank you for purchasing **MOPEDIA** by Moretti folding walking stick, manufactured to support people with movement difficulty. It consists of bronze or black coloured anodise-plated aluminium structure with possible folding in four parts, anatomic wooden handle, and non-slip rubber tip. The maximum endurable weight 130kg. Adjustable height each 2,5 cm:

- **RP145BC** from 77,5 to 87,5 cm
- **RP145NC** from 77,5 to 87,5 cm
- **RP145NL** from 82,5 to 92,5 cm

To adjust height:

Push the button to adjust the height. Draw out the stick paying attention to the corresponding holes up to the desired height which should reflect user's needs. Then leave the push button to fix the stick again.

ATTENTION: USE EXTRA CAUTION ON WET AND SLIPPERY SURFACES.

Avoid to leave the walking stick in the contact with water for long periods and control its sturdiness periodically. Keep it away from children to avoid any possible risks. Replace rubber tip every time it is worn out.