

GARANZIA

Il collare cervicale rigido è garantito **2 ANNI** dalla data di acquisto. Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. **La garanzia non è applicabile in caso di danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno smontaggio effettuato da personale non autorizzato.** Nel rispetto delle suddette condizioni per l'esercizio della garanzia, inviare il collare cervicale rigido munito della ricevuta di acquisto al rivenditore locale più vicino.

WARRANTY

This rigid adjustable cervical collar has **2-YEAR** warranty from the purchase date which is certified by the receipt or invoice. The distributor reserves the right either to repair or replace necessary parts to correct defects in the materials or workmanship without any charge. **The warranty does not apply to damage resulting from failure to follow the operating instructions, accidents, abuse, alteration or disassembly by unauthorized individuals.** In case you need to get your rigid adjustable cervical collar repaired and you fulfil the conditions of warranty, send it to the nearest retailer together with the purchase receipt.



CERTIFICATO DI GARANZIA - WARRANTY CERTIFICATE

Prodotto / Product _____

Acquistato in data / Purchasing date _____

Rivenditore / Authorized dealer _____

Via / Street _____ Località / Place _____

Venduto a / Purchased by _____

Via / Street _____ Località / Place _____

MORETTI S.p.A.

INTERNET: www.morettispa.com E-MAIL: info@morettispa.com

MADE in P.R.C.

MA RP180 - RP181 01 A



A 937496863



A 937496875



A 937496887



A 937496899



A 937496901



A 937496913



A 937496925



A 937496937

RP180S

RP180M

RP180L

RP180XL

RP181S

RP181M

RP181L

RP181XL



MOPEDIA



**COLLARE CERVICALE RIGIDO CON
E SENZA MENTONIERA
MANUALE D'ISTRUZIONI**

**RIGID ADJUSTABLE CERVICAL COLLAR
WITH & WITHOUT CHIN
INSTRUCTION MANUAL**



Moretti S.p.A.
Via Bruxelles 3 - Melegnano
52022 Cavriglia (Arezzo)
Telefono +39 055 96 21 11

Fax +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com

Dispositivo Medico di Classe I
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

Codici RP180* (senza mentoniera)
Codici RP181* (con mentoniera)

Grazie per aver acquistato il collare cervicale rigido **MOPEDIA** by MORETTI ideale per il trattamento delle contratture e degli stiramenti cervicali.

Realizzato in polietilene con rivestimento ai bordi in similpelle per un maggior comfort del paziente.

Morbido, regolabile in altezza con sistema Velcro e chiusura con Velcro per una maggior adattabilità alle esigenze del paziente. Dotato di fori per una maggior traspirazione. Il modello con mentoniera con la sua forma sagomata offre una corretta stabilizzazione del tratto cervicale.

Composizione

78% POLIETILENE - 22 % POLIURETANO ESPANSO rivestimento ai bordi in similpelle.

Disponibile in 4 misure:

S (7,5 H X 51 L)
M (9,5 H X 55 L)
L (10 H X 58,5 L)
XL (10,5 H X 62,5 L)

Uso

Appoggiare il collare tra il mento ed il petto in modo tale da avere sostegno per la testa. Regolare tramite il velcro la chiusura del collare stesso, assicurando l'immobilità del collo.

Lavaggio



Lavare a mano, temperatura max. 40°C, strofinare delicatamente.



Risciacquare molto delicatamente, non strizzare.



Non usare prodotti a base di cloro.



Non stirare.



Asciugare su superficie piana (disteso).

I Class Medical Device
according to EEC directive 93/42

Codes RP180* (without chin)
Codes RP181* (with chin)

Thank you for purchasing the rigid adjustable cervical collar **MOPEDIA** by MORETTI, recommended for osteoarthritis, whiplash injuries, neck strains and strains by restricting movement of the cervical vertebrae.

Realised in polyethylene with foam pad on top bottom edge and covered with vinyl for patient comfort.

Soft, completely height-adjustable to provide flexion or extension positioning. Velcro fastening for a better patient fitting. Perforated for air circulation and cooling.

Composition

78% POLYETHYLENE - 22% EXPANDED POLYURETHANE, vinyl leather-covered foam.

Available in 4 different sizes:

S (7,5 H X 51 L)
M (9,5 H X 55 L)
L (10 H X 58,5 L)
XL (10,5 H X 62,5 L)

Use

Put the collar between chin and chest breast. Close the collar adjusting the velcro ensuring the neck is completely stopped.

Washing



Hand Wash: Garment may be laundered through the use of water.



Detergent or soap and gentle hand manipulation. Max. temperature 40°C.



Do Not bleach: No bleach product may be used.



Do Not iron.



Dry Flat: Lay out horizontally for drying.