


LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

Il termometro digitale fornisce una lettura rapida e molto accurata della temperatura corporea di un individuo. Il termometro digitale è stato concepito per la misurazione della temperatura del corpo umano per via orale, rettale o ascellare. Il dispositivo è riutilizzabile in ambienti clinici e domestici ed è adatto a persone di tutte le età. Per comprendere al meglio le sue funzioni e garantire anni di risultati affidabili, si prega di leggere attentamente le istruzioni.

Questo apparecchio è conforme alle seguenti norme: EN 12470-3 Termometri clinici - Parte 3: Prestazioni dei termometri elettrici compatti (a comparazione e estrapolazione) aventi un dispositivo di massimo, ISO 80601-2-56 Apparecchi elettromedicali - Parte 2-56: Requisiti speciali per la sicurezza di base e prestazioni essenziali dei termometri clinici per la misurazione della temperatura corporea.

EN 60601-1-11 Apparecchi elettromedicali - Parte 1-11: Requisiti generali per la sicurezza di base e prestazioni essenziali - standard collaterale: Requisiti per le apparecchiature elettromedicali e i sistemi elettromedicali utilizzati nell'ambiente sanitario domestico ed è conforme ai requisiti delle norme EN 60601-1-2(EMC), IEC/EN60601-1(Sicurezza). Il produttore è certificato ISO 13485.



⚠ Avvertenza:

- Leggere le istruzioni attentamente prima di utilizzare il termometro digitale.
- Pericolo di soffocamento: il tappo del termometro e la batteria possono essere fatali se ingeriti. Non permettere ai bambini di utilizzare questo dispositivo senza la supervisione dei genitori.
- Non utilizzare il termometro nell'orecchio. È destinato all'uso solo per via orale, rettale e ascellare.
- Non esporre la batteria del termometro a temperature estreme perché potrebbe esplodere.
- Nota: L'utilizzo della copertura della sonda potrebbe provocare una discrepanza di 0,1°C (0,2°F) dalla temperatura effettiva.
- Rimuovere la batteria del termometro quando non è in funzione per un lungo periodo di tempo.
- L'uso di letture di temperatura per l'auto-diagnosi è pericoloso. Consultare il proprio medico per l'interpretazione dei risultati. L'auto-diagnosi può comportare il peggioramento delle condizioni di malattia esistente.
- Non tentare di eseguire delle misurazioni quando il termometro è bagnato, poiché potrebbe causare delle letture inesatte.
- Non mordere il termometro. Questo può comportarne la rottura e/o lesioni.
- Non tentare di smontare o riparare il termometro. Ciò potrebbe causare letture imprecise.
- Dopo ogni utilizzo, disinfettare il termometro, soprattutto se il dispositivo viene utilizzato da più persone.
- Non forzare il termometro nel retto. In caso di dolore, interrompere l'inserimento e la misurazione. Altrimenti, si potrebbero causare lesioni.
- Non usare il termometro per via orale dopo l'uso rettale.
- Per i bambini al di sotto dei due anni, si prega di non usare il dispositivo per via orale.
- Se l'unità è stata conservata a temperature oltre i 5°C~40°C (41°F~104°F), lasciarla in un ambiente dalla temperatura di 5°C~40°C (41°F~104°F) per circa 15 minuti


PRECAUZIONE

- Le prestazioni del dispositivo potrebbero ridursi in caso si verifichino:
- Funzionamento al di fuori dei valori di temperatura e umidità dichiarati dal costruttore.
 - Conservazione al di fuori dei valori di temperatura e umidità dichiarati dal costruttore.
 - Shock meccanico (per esempio, test di caduta) o sensore danneggiato.
 - La temperatura del paziente è inferiore a quella ambiente.

Le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili possono influenzare il funzionamento del dispositivo. Il dispositivo necessita di precauzioni speciali CEM in base alle informazioni CEM fornite dai documenti di accompagnamento


SPECIFICHE

| | |
|----------------------------|---|
| Tipo: | termometro digitale (a comparazione) |
| Intervallo di misurazione: | 32,0°C~42,9°C (90,0°F-109,9°F) (°C /°F impostazione di fabbrica) |
| Precisione: | ±0,1°C (±0,2°F) durante 35,5°C~42,0°C (95,9°F~107,6°F) a un range operativo ambientale di 18°C~28°C (64,4°F~82,4°F) ±0,2°C (±0,4°F) per altri range operativi ambientali e di misurazione |
| Modalità di funzionamento: | Modalità diretta |
| Display: | display a cristalli liquidi, 3 1/2" |
| Memoria: | per memorizzare l'ultimo valore misurato |
| Batteria: | Una batteria a bottone da 1.5 V DC (dimensioni LR41o SR41, UCC 392) |
| Durata della Batteria: | Approx. 200 ore di utilizzo continuo o 1 anno con 3 misurazioni al giorno |
| Dimensioni: | 13.9cm×2.3cm×1.3cm (L×W×H) |
| Peso: | ca. 13 grammi, inclusa la batteria |


| | |
|---------------------------------------|---|
| Vita utile prevista: | Tre anni |
| Range operativo ambientale: | Temperatura: 5°C~40°C(41°F~104°F) Umidità relativa: 15%~95%RH Pressione atmosferica: 700 hPa ~ 1060 hPa |
| Condizioni di stoccaggio e trasporto: | Temperatura: -20°C~55°C(-4°F~131°F) Umidità relativa: 15%~95%RH Pressione atmosferica: 700 hPa ~ 1060 hPa |
| Indice di protezione all'ingresso: | IP 27 |
| Classificazione: | Tipo BF  |

ISTRUZIONI


1. Premere il pulsante On/Off accanto allo schermo LCD. Verrà emesso un suono mentre sullo schermo compare 1888_{min}^E , seguito dall'ultima temperatura registrata. Dopo aver mostrato la temperatura di auto-test, il termometro è pronto per la misurazione.
 2. Posizionare il termometro nel luogo desiderato (bocca, retto, o ascella)
 - a) **Uso orale:** Posizionare il termometro sotto la lingua come indicato da "v" nella Figura 2. Chiudere la bocca e respirare regolarmente attraverso il naso per evitare che la misurazione sia influenzata dall'aria inspirata/espirata. Temperatura normale tra 35.7°C e 37.3°C (96.3°F e 99.1°F). Figura 2
 - b) **Uso rettale:** per un facile inserimento, lubrificare la punta della sonda argentata con della vaselina. Inserire delicatamente il sensore per circa 1 cm (meno di 1/2") nel retto. Temperatura normale tra 36.2°C e 37.7°C (97.2°F e 99.9°F).
 - c) **Utilizzo ascellare:** pulire e asciugare l'ascella. Posizionare la sonda sotto l'ascella e tenere premuto saldamente il braccio. Da un punto di vista medico, questo metodo fornisce sempre letture imprecise e non dovrebbe essere utilizzato se è necessario ottenere delle misurazioni precise. Temperatura normale tra 35.2°C e 36.7°C (95.4°F e 98.1°F).
 3. Il simbolo dei gradi lampeggia durante tutto il test. Quando il lampeggio si arresta, viene emesso un allarme per circa 10 secondi. Allo stesso tempo, la misurazione comparirà sullo schermo LCD. Mantenere il tempo minimo di misurazione, senza eccezioni, fino a quando si sente il tono di segnalazione (bip). La misurazione continua anche dopo la notifica sonora. Per avere dei migliori risultati di misurazione della temperatura corporea, si consiglia di tenere il termometro in bocca o nel retto per circa 2 minuti (5 minuti in caso di utilizzo ascellare) a prescindere dal "bip". Ricordarsi di attendere 30 secondi tra una misurazione e l'altra.
- *Nota: I suoni emessi solitamente sono "Bi-Bi-Bi- Bi-". I suoni vengono emessi più rapidamente se la temperatura raggiunge una temperatura pari o superiore a 37.8°C (100°F), e i suoni vengono emessi nel seguente modo: " Bi-Bi-Bi----- Bi-Bi-Bi----- Bi-Bi-Bi"**
4. Per prolungare la vita della batteria premere il pulsante On/Off per spegnere l'unità dopo aver completato il test. Se non viene effettuata nessuna azione l'unità si spegnerà automaticamente dopo circa 10 minuti.




ELIMINAZIONE DEI GUASTI

| Messaggio di errore | Problema | Soluzione |
|---|--|--|
| Lo | La temperatura misurata è al di sotto di 32,0°C (90,0°F) | Spegnere, attendere un minuto e rimisurare la temperatura a distanza ravvicinata e dopo un tempo di riposo sufficiente. |
| Hi | La temperatura misurata supera i 42,9°C (109,9°F) | Spegnere, attendere un minuto e rimisurare la temperatura a distanza ravvicinata e dopo un tempo di riposo sufficiente. |
| Err | Il sistema non funziona correttamente. | Scollegare la batteria, attendere 1 minuto e ripristinare l'alimentazione. Se il messaggio riappare, contattare il rivenditore per assistenza. |
|  | Batteria scarica: L'icona della batteria lampeggia, non è possibile effettuare le misurazioni. | Sostituire la batteria. |

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

1. Sostituire la batteria quando nell'angolo in basso a destra dello schermo LCD compare l'indicazione .
2. Sfilare il coperchio della batteria come mostrato nella Figura 3.
3. Sfilare delicatamente il circuito stampato in plastica con l'alloggiamento batteria di circa 1 cm (leggermente meno di 1/2")
4. Utilizzare un oggetto appuntito, come una penna, per rimuovere la vecchia batteria. Smaltire la batteria secondo le disposizioni di legge. Sostituire con una nuova batteria a bottone LR41 o SR41, UCC392 o equivalente da 1.5V DC. Assicurarsi che la batteria sia installata con la polarità "+" rivolta verso l'alto. (Vedere Figura 5)
5. Far scivolare il vano batteria nuovamente in posizione e fissare la copertura.



CALIBRAZIONE

Il termometro viene inizialmente calibrato al momento della produzione. Se il termometro viene utilizzato secondo le istruzioni per l'uso, non è necessaria una regolazione periodica. Tuttavia, si consiglia di controllare la calibrazione ogni due anni o ogni volta che la precisione clinica del termometro è in questione. Accendere il termometro e inserirlo nel bagno d'acqua e poi controllare la precisione del termometro in laboratorio. Si prega di inviare l'apparecchio completo al rivenditore o al produttore. Le raccomandazioni di cui sopra non sostituiscono i requisiti di legge. L'utente deve sempre rispettare i requisiti di legge per il controllo della misurazione.

ne, della funzionalità e della precisione dell'apparecchio, che sono richiesti dall'ambito di applicazione delle leggi, direttive o ordinanze pertinenti in cui l'apparecchio viene utilizzato.

PULIZIA E DISINFEZIONE

Pulire il termometro con un panno morbido e pulito.













In caso di macchie ostinate, strofinare il termometro con un panno inumidito con acqua o con una soluzione detergente neutra e poi strizzare bene. Terminare strofinando con un panno morbido e asciutto. Per la disinfezione si può usare etanolo al 75% o alcool isopropilico.


Osservare quanto segue per evitare di danneggiare il termometro.

Non utilizzare benzene, diluente, benzina o altri solventi forti per pulire il termometro.

Non tentare di disinfettare la sezione di rilevamento (punta) del termometro immergendolo in alcool o in acqua calda (acqua oltre 50°C(122°F)).

Non utilizzare il lavaggio ad ultrasuoni per pulire il termometro.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Parte applicata di tipo BF |  | Seguire le istruzioni per l'uso |
|  | Fabbricante |  | Data di fabbricazione |
|  | Conservare in luogo fresco ed asciutto | REF | Codice prodotto |
|  | Conservare al riparo dalla luce solare | LOT | Numero di lotto |
| EC REF | Rappresentante autorizzato nella Comunità europea |  | Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso |
|  | Smaltimento RAEE | CE | Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE |
|  | Limite di temperatura | IP27 | Grado di protezione dell'involucro |
|  | Limite di umidità |  | Corrente diretta |
|  | Limite di pressione atmosferica | | |

 **Smaltimento:** Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

REF 25557/DMT-4220



JOYTECH Healthcare CO., Ltd.
No.365, Wuzhou Road,
Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311100 Zhejiang, China
Made In China



Shanghai International Holding Corp.
GmbH (Europe) Eiffestr. 80,
20537 Hamburg - Germany

Importato da / Imported by / Importado por / Importado por /
Importé par / Importowane przez / Εισαγωγή από /
مستورد عن طريق :

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



CE 0197



IP27

