



COD. 01.06.650S



COD. 01.06.650A



COD. 01.06.650T



MANUALE D'USO
DEAMBULATORI PIEGHEVOLE
REGOLABILE IN ALTEZZA



INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto la Demarta Virginio. I prodotti sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le Vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare l'articolo da voi acquistato. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

AVVERTENZE GENERALI

1. Utilizzare il prodotto nelle modalità indicate da questo manuale. Se persistono dubbi contattare la DEMARTA VIRGINIO SAS.
2. Valutare sempre la compatibilità del prodotto con le caratteristiche del soggetto insieme al medico curante o al terapista.
3. Verificare sempre l'integrità del prodotto prima di ogni utilizzo, anche da nuovo. Non utilizzare se danneggiato o usurato.
4. La DEMARTA VIRGINIO SAS declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti un utilizzo improprio, non concordato con una figura professionale, non corrispondente a quanto indicato sul manuale d'uso.
5. Eventuali incidenti, anomalie, rotture, vanno segnalate alla DEMARTA VIRGINIO SAS al fine di monitorare la qualità e le criticità del prodotto.
6. Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone.
7. Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini.
8. Il prodotto è stato progettato solo per l'uso previsto. Non abusarne in alcun modo.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

La DEMARTA VIRGINIO SAS dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto fabbricato ed immesso nel commercio dalla stessa DEMARTA VIRGINIO SAS è conforme alle disposizioni applicabili della direttiva UE 2017/745 sui dispositivi medici.

A tal scopo la DEMARTA VIRGINIO SAS garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

- I dispositivi soddisfano i requisiti generali di sicurezza e prestazione così come richiesti dall'allegato I del regolamento 2017/745 come prescritto dall'allegato IV del suddetto regolamento.
- I dispositivi NON SONO STRUMENTI DI MISURA.
- I dispositivi NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.
- I dispositivi vengono commercializzati in confezione NON STERILE.
- I dispositivi sono da considerarsi come appartenenti alla classe I in conformità a quanto stabilito dall'allegato VIII del suddetto regolamento.

DESTINAZIONE D'USO

I deambulatori sono indicati nella fase di rieducazione alla deambulazione in soggetti anziani o con limitazioni funzionali di varia natura. Offrono stabilità, facilità di utilizzo e migliorano la sensazione di equilibrio dell'utilizzatore. Quest'ausilio è concepito per l'uso di un solo utente, in ambienti interni.

L'apparecchio non è concepito per il trasporto di persone o altro materiale.

AVVERTENZE

- Il deambulatore deve essere utilizzato solo da pazienti con un'adatta capacità motoria che ne garantisca l'uso senza rischi.
- Consultare il proprio medico o terapista per determinare l'adeguatezza del prodotto, la giusta regolazione e il corretto utilizzo del deambulatore.
- Il proprio medico o il terapista dovrebbero contribuire alla regolazione in altezza del deambulatore per il massimo sostegno, per la corretta attivazione del freno, per il corretto montaggio in generale.
- Verificare sempre il corretto funzionamento dei freni.
- Il deambulatore può essere usato solo su una superficie solida e piatta.
- Non usare il deambulatore per salire le scale!
- Prestare particolare attenzione alle superfici bagnate.
- Tutte le ruote devono essere a contatto con il pavimento in qualsiasi momento durante l'uso per garantire il corretto bilanciamento del deambulatore e la massima sicurezza.












Prima di utilizzare il dispositivo verificare sempre:

- Che tutte le parti del deambulatore siano bloccate in modo sicuro.
- Assicurarsi che la seduta sia posizionata correttamente, se presente.
- Controllare il corretto funzionamento dei freni.

DESCRIZIONE

- Struttura in acciaio pieghevole regolabile in altezza..
- Quattro ruote piroettanti, due posteriori aventi freno d'arresto.
- Supporto ascellare (cod. 01.06.650S)
- Supporto antibrachiale (cod. 01.06.650A)
- Supporto antibrachiale con tavolino (cod. 01.06.650T) Le due manopole sono regolabili in larghezza e in inclinazione

DATI TECNICI

Codice	Lunghezza	Larghezza Interna	Larghezza Totale	Altezza	Dimensioni Seduta	Altezza Seduta da Terra	Altezza Barra di Appoggio	Portata Massima	Dimensioni Ruote	Peso Netto	Dimensioni Scatola
Misure in Cm											
01.06.650S	71	46	50.5	113/160	52x21	46/58.5	97.5/110	130	10 (4")	13	78x15x100
01.06.650A	71	46	50.5	100/144	52x21	46/58.5	97.5/110	130	10 (4")	13	78x15x100
01.06.650T	71	46	50.5	101/147	52x21	46/58.5	97.5/110	130	10 (4")	13	78x15x100

ASSEMBLAGGIO

Il telaio del deambulatore è diviso in 4 parti:



COD. 01.06.650S



COD. 01.06.650A

Montaggio telaio di base:

Aprire il telaio (1) del deambulatore spingendo verso il basso il supporto a X posto sulla parte anteriore.

Inserire il supporto a U (2) nel telaio (1), il tutto verrà fissato da due bottoni a molla.

Fissare i supporti:

Inserire 3-4 al telaio appena montato.

ATTENZIONE!

Avvitare con forza le due maniglie laterali, questo permetterà anche la regolazione in altezza dei supporti.

Il telaio del deambulatore è diviso in 3 parti:



COD. 01.06.650T

Montaggio telaio di base:

Aprire il telaio (1) del deambulatore spingendo verso il basso il supporto a X posto sulla parte anteriore.

Inserire il supporto a U (2) nel telaio (1), il tutto verrà fissato da due bottoni a molla.


Fissare i supporti:

Inserire 3-4 al telaio appena montato.

ATTENZIONE!

Avvitare con forza le due maniglie laterali, questo permetterà anche la regolazione in altezza dei supporti.

Chiusura del telaio:



Schiacciare i due bottoni a molla e, contemporaneamente spingere verso l'alto il supporto a U. Agire sulla X posta sul telaio anteriormente avvicinando le due parti laterali del telaio.

UTILIZZO

- Iniziare a spingere quando si è in posizione eretta ed entrambe le mani sull' impugnatura (vedi figura sottostante).



- Assicurarsi di avere le mani asciutte prima di usare il deambulatore per evitare rischi di scivolamento.
- Camminare mantenendo la posizione eretta con lo sguardo rivolto in avanti e non in basso.
- Non utilizzare il deambulatore per superare gradini.

PULIZIA

Per la pulizia delle parti utilizzare esclusivamente un panno umido con detergenti neutri. Non utilizzare detergenti contenenti solventi, spazzole metalliche, oggetti abrasivi o appuntiti. Evitare assolutamente l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio l'acetone o il diluente.



CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI

In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

GARANZIA

Tutti i prodotti Demarta sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. Demarta non garantisce i prodotti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.



SKU 01.06.650S



SKU 01.06.650A



SKU 01.06.650T



USER MANUAL FOLDABLE FOREARM WALKER



INTRODUCTION

Thank you for choosing Demarta Virginio. The products have been designed and built to meet all your needs for a practical, correct and safe use. This manual contains some small suggestions for a correct use of the device of your choice and some precious advice for your safety. We recommend that you carefully read the entirety of this manual before using the item you purchased. If in doubt, please contact your dealer, who will be able to help and advise you correctly.

The manufacturer reserves the right to make changes to the device and to this manual without prior notice in order to improve its characteristics.

GENERAL WARNINGS

- Use the product in the manner indicated in this manual. If doubts persist, contact DEMARTA VIRGINIO SAS.
- Always evaluate the compatibility of the product with the characteristics of the subject together with the doctor or therapist.
- Always check the integrity of the product before each use, even when new. Do not use if damaged or worn.
- DEMARTA VIRGINIO SAS declines any responsibility for damage to property or persons resulting from improper use, not agreed with a professional figure, not corresponding to what is indicated in the user manual.
- Any accidents, anomalies, breakages must be reported to DEMARTA VIRGINIO SAS in order to monitor the quality and criticalities of the product.

DECLARATION OF CONFORMITY

DEMARTA VIRGINIO SAS declares under its sole responsibility that the product made and traded by DEMARTA VIRGINIO SAS comply with the applicable provisions of the 2017/745 Regulation on Medical Devices of 5 April 2017.

For this purpose, DEMARTA VIRGINIO SAS guarantees and declares under its sole responsibility what follows:

- The devices satisfy the requirements of general safety and performance requested by the Annex I of regulation 2017/745 as laid down by the Annex IV of the above mentioned regulation.
- The devices ARE NOT MEASURING INSTRUMENTS.
- The devices ARE NOT MADE FOR CLINICAL TESTS.
- The devices are packed in NON-STERILE BOX.
- The devices belong to class I in accordance with the provisions of Annex VIII of the above mentioned regulation.

INTENDED USE

The walker are indicated in the walk rehabilitation for elderly or subjects with functional limitations of various kinds. They offer stability, ease of use and improve the sense of balance. This aid is designed for a single user, in indoor environments.












SPECIFIC WARNINGS

- The walker must be used only by patients with a suitable motor ability that guarantees their use without risks.
- Consult your doctor or therapist to determine the suitability of the product, the right adjustment and the correct use of the walker.
- Your doctor or therapist should control the height-adjustment of the walker, the correct activation of the brake, the correct assembly in general.
- Failure to follow these simple warnings may result in personal injury.
- The walker can only be used on a solid, flat surface.
- Do not use the walker to climb stairs.
- Do not use the walker seat to transport people or things. The seat is intended for the user's seat with the brake on.
- All the wheels must be in contact with the floor at any time during use to guarantee the correct balance.
- Do not hang anything on the walker frame to avoid distortion of it.
- Before using the device, always check:
 1. That all parts of the walker are securely locked.
 2. Check that all screws are tight.
 3. Make sure the seat is properly placed.
 4. Check for proper brake operation.

DESCRIPTION

- Foldable height-adjustable steel structure. The two knobs are adjustable in width and inclination.
- Four swivel wheels, two rear with stop brake.
- Axillary support (code 01.06.650S).
- Forearm support (code 01.06.650 A).
- Forearm support with table (code 01.06.650T). The two knobs are adjustable in width and inclination.

TECHNICAL FEATURES

Code	Length	Inside Width	Width	Height	Seat Dimension	Floor to Seat Height	Floor to Support Bar Height	Weight Capacity	Wheel Dimension	Net Weight	Carton Size
Measures in Cm											
01.06.650S	71	46	50.5	113/160	52x21	46/58.5	97.5/110	130	10 (4")	13	78x15x100
01.06.650A	71	46	50.5	100/144	52x21	46/58.5	97.5/110	130	10 (4")	13	78x15x100
01.06.650T	71	46	50.5	101/147	52x21	46/58.5	97.5/110	130	10 (4")	13	78x15x100

ASSEMBLY

The frame of the rollator is divided into 4 parts:



SKU 01.06.650S



SKU 01.06.650A

Base frame assembly:

Open the frame (1) of the walker by pushing downord the X-shaped support placed on the front. Insert the U-shaped support (2) in the frame (1), everything will be fixed by two spring-loaded buttons.

Fix the forearm support:

Insert part nr. 3-4 to the newly assembled frame (1 + 2).

WARNING!

Tightly screw the two side handles, this will also allow the height adjustment of the forearm support.

The frame of the rollator is divided into 3 parts:



SKU 01.06.650T

Base frame assembly:

Open the frame (1) of the walker by pushing downord the X-shaped support placed on the front. Insert the U-shaped support (2) in the frame (1), everything will be fixed by two spring-loaded buttons.


Fix the forearm support:

Insert part nr. 3 to the newly assembled frame (1+2).

WARNING!

Tightly screw the two side handles, this will also allow the height adjustment of the forearm support.

Closing the frame:



Crush the two spring-loaded buttons and push up the U-shaped support, Act on the X placed on the frame anteriorly appro aching the two side parts of the frame.

USE

- Start pushing when you are in an upright position and both hands on the handle (see figure below).



- Make sure you have dry hands before using the walker to avoid the risk of slipping.
- Walk keeping your position upright with your eyes facing forward and not down.
- Do not use the walker to go over steps.

CLEANING

Use a damp cloth with mild soap, the water temperature not above 30°C. Dry well before use. If necessary, disinfect the product using a common disinfectant detergent. Do not use water and/or steam jet washing machines. Must not use acid, alkaline or solvent products such as acetone.

GENERAL DISPOSAL CONDITIONS



When disposing of the device, never use housing solid waste collection systems. It is necessary to dispose of the device through the common ecological islands common for the recycling of used materials.

WARRANTY

DEMARTA products are guaranteed from material or manufacturing faults for 2 years from the purchasing date.

DEMARTA does not guarantee for damages caused by the following condition: natural disaster, not authorized maintenance and failure to adhere to the guidelines and instructions for use.