

LINEA

flexyfoot

Articolo

7016


Categoria commerciale

Puntale per stampelle

Colore di vendita

Grigio

Arancio



Misure di vendita

DIAMETRO: 16 mm - 19 mm - 22 mm

Per scegliere la misura corretta occorre semplicemente misurare il diametro dell'ausilio utilizzato.

Astuccio

Modalità di applicazione

Rimuovere il puntale già in dotazione all'ausilio. Inserire Flexyfoot nella base dell'ausilio e spingere sino in fondo, assicurandosi che sia ben inserito (aiutarsi eventualmente bagnando con un po' di acqua la parte dell'ausilio che dovrà posizionarsi all'interno di Flexyfoot).

Indicazioni

Flexyfoot Home-Care, il nuovo puntale ammortizzato, e' un nuovo concetto studiato appositamente per utilizzatori di stampelle, grucce, bastoni, tripodi, deambulatori, ecc, infatti aumenta la presa su ogni tipo di terreno anche sconnesso, suolo, pavimento, scale. Permette la rotazione a 360° senza attrito sul terreno.

Avvertenze

ATTENZIONE NON UTILIZZARE se Flexyfoot non è ben inserito o tende ad uscire dall'ausilio.