

 Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it	SCHEDA TECNICA Prolunga per sensore neonatale	Rev. 00 Dicembre 2009
--	--	------------------------------

Codice	SAT-513
---------------	----------------

Indicazioni

Prolunga da collegare al sensore neonatale per la rilevazione della quantità di ossigeno legata all'emoglobina nel sangue e della frequenza cardiaca in maniera non invasiva, da applicare al pulsossimetro SAT-500

Descrizione

Prolunga per sensore neonatale dotata di innesto circolare a pressione.
Connettore di tipo femmina.
Con fermo di sicurezza in plastica per la sonda

Controindicazioni e Avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
Non utilizzare smalto ne cosmetici sulle dita della mano, poiché causano misure imprecise.

Componenti

- cavo
- connettore circolare a pressione
- fermo in plastica

Pulizia

Utilizzare un panno morbido ed asciutto sia per lo chassis che per la parte interna.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.