

Articolo

357



Categoria commerciale

CINTO ERNIARIO OMBELICALE

Colore di vendita

GRIGIO

Comp. Tessile

COTONE 60%
ELASTAN 29%
POLIESTERE 11%

100%

PELLE e PARTI METALLICHE



Taglie di vendita



TAGLIE / SIZE

COLORE / COLOUR

5°	90	7°	100	9°	110	11°	120
6°	95	8°	105	10°	115	12°	125



Lavaggio



Lavare con acqua tiepida e sapone neutro.



Non candeggiare



Non stirare



Non lavare a secco.



Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio + accessori

Modalità di applicazione

Indicazioni

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo.

» Contenzione di ernie inguinali

Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.