

SCHEDA PRODOTTO

Tutte le informazioni tecniche e fotografiche contenute nel presente documento devono essere considerate puramente indicative e possono essere variate senza preavviso.

Kinemed srl
ARTICOLI MEDICO OSPEDALIERI

Via Cicogna 8 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) IT
Tel 051 6259078 Fax 051 4999278 info@kinemed.it

Cod. Art. K60037

BARELLA DOCCIA BDK65-PF, ALTEZZA VARIABILE MANUALMENTE, INCLINAZIONE PIANO FISSA

Barella doccia studiata appositamente per far fronte alle esigenze di lavaggio ed igiene del paziente in ambito ospedaliero. La possibilità di regolare idraulicamente l'altezza del piano di appoggio agevola lo spostamento del paziente dalla condizione di degenza alla barella. Il pedale che permette la regolazione in altezza della barella è presente su entrambi i lati. Dotata di materassino imbottito in materiale ad alta resistenza ignifugo e lavabile, con sistema di drenaggio dell'acqua integrato, bordi alti per la protezione dagli spruzzi durante il lavaggio e poggiatesta posizionabile a piacere. Il piano è fisso ed ha un'inclinazione di 5 cm dal lato piedi per facilitare lo scarico dell'acqua. Le sponde laterali sono facilmente abbattibili per il trasferimento del paziente, sono dotate di doppia chiusura e manovrabili con una sola mano. Quattro ruote piroettanti anti filo con freno centralizzato da 200 mm, di cui una con blocco direzionale per offrire massima manovrabilità e direzionalità nella movimentazione della barella.



CND Y093312 - BARELLE PER DOCCIA

Altezza variabile da 60 a 95 cm assistita idraulicamente con pedale • Inclinazione del piano di 5 cm lato piedi • Telaio con profili di alto spessore e verniciatura a polveri epossidiche, sponde laterali abbattibili • Protezione anti urto quattro angoli • Ruote Ø 200 mm antifilo e antitraccia a bloccaggio centralizzato, di cui una direzionale • Materasso spessore 2 cm, in PVC termosaldato, ritardante alla fiamma, lavabile, con scarico dell'acqua integrato • Dimensioni piano 65x190 cm • Dimensioni massimo ingombro 81x210 cm • SWL - Carico di lavoro sicuro 170 kg • Portata massima utente 130 kg

Pulizia: pulire il telaio e le imbottiture con un panno umido e con un disinfettante o con detergenti neutri. Non usare prodotti a base di solventi e detergenti abrasivi.
Manutenzione: l'ausilio necessita di poca manutenzione, anche se è bene controllare periodicamente lo stato delle parti in movimento ed in particolare modo il serraggio delle viti, le sponde di contenimento e lo stato delle ruote.
Questo è un dispositivo CE di Classe I, Direttiva 93/42CEE - D. Lgs 46 del 24.02.97 e successive modifiche ed integrazioni.

