

COPRIWATER MORBIDI

Codice	Colore
RA-210170A	Azzurro
RA-210170B	Bianco
RA-210170N	Nero
RA-210170V	Verde

Descrizione

Copriwater morbidi realizzati in foam di poliuretano.

Modalità d'impiego

Posizionare il dispositivo sulla tavoletta del wc. Nel caso in cui la tavoletta sia troppo larga, applicare il copriwater direttamente sulla ceramica del sanitario. Assicurarsi che le due alette laterali siano ben posizionate e che il copriwater non si muova lateralmente.

Avvertenze

Prima di ogni impiego controllare che il copriwater sia ben stabile sulla tavoletta o sul wc. Monitorare costantemente gli utilizzatori con ridotte capacità di deambulazione.

Pulizia

Lavare con acqua tiepida e sapone neutro anche in totale immersione.

Dimensioni

Lunghezza **45 cm**
Larghezza **37 cm**
Foro **30 x 23 cm**
Portata 200 kg



Garanzia

24 mesi per difetto di fabbricazione.



Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it

COPRIWATER MORBIDI

Codice	Colore
RA-210170A	Azzurro
RA-210170B	Bianco
RA-210170N	Nero
RA-210170V	Verde

Descrizione

Copriwater morbidi realizzati in foam di poliuretano.

Modalità d'impiego

Posizionare il dispositivo sulla tavoletta del wc. Nel caso in cui la tavoletta sia troppo larga, applicare il copriwater direttamente sulla ceramica del sanitario. Assicurarsi che le due alette laterali siano ben posizionate e che il copriwater non si muova lateralmente.

Avvertenze

Prima di ogni impiego controllare che il copriwater sia ben stabile sulla tavoletta o sul wc. Monitorare costantemente gli utilizzatori con ridotte capacità di deambulazione.

Pulizia

Lavare con acqua tiepida e sapone neutro anche in totale immersione.

Dimensioni

Lunghezza **45 cm**
Larghezza **37 cm**
Foro **30 x 23 cm**
Portata 200 kg



Garanzia

24 mesi per difetto di fabbricazione.



Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it