

 MEDICAL AND HEALTH CARE SUPPLIER	<b>SCHEDA TECNICA</b> <b>ASSE DI TRASFERIMENTO "BOARD BUTTERFLY"</b>	<b>Rev. 0</b> <b>GEN /2014</b>
	<b>DEMARTA VIRGINIO SAS</b> Via Bozzalla 20 - 13814 - Pollone - BI - Italy Tel. 015 9555440 Fax. 015 9555441	

### DESTINAZIONE D'USO

L'asse di trasferimento "BOARD BUTTERFLY" consente di spostare un paziente da una superficie ad un'altra, Ideale per i trasferimenti da/per l'auto, letto, carrozzina, toilette e in tutte quelle occasioni in cui il trasferimento avviene sullo stesso livello o in dislivelli minimi.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- L'asse è realizzato in Polietilene.
- Dotato di due fasce antiscivolo e alette proteggi gambe
- E' munito di due maniglie per facilitarne il trasporto.
- Portata Trasferimento: 180 Kg.

### MODALITÀ D'IMPIEGO

- Posizionare l'asse sotto il paziente ed effettuare il trasferimento.
- Togliere l'asse.

### DIMENSIONI

03.04.5031 - 59 x 32 cm.

03.04.5061 - 76 x 32 cm.

### MANUTENZIONE

- Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche di base alcolica.

### AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Utilizzare e conservare in posizione orizzontale.
- Il prodotto deve essere conservato e utilizzato lontano da fiamme libere e fonti di calore.
- Il dispositivo deve essere sanificato prima dell'eventuale riutilizzo.
- Non si è a conoscenza di eventuali effetti collaterali.

### SMALTIMENTO

Il dispositivo deve essere smaltito secondo le normative vigenti nel paese.

### CODICE ARTICOLO

03.04.5031

03.04.5061

**CODICE ISO:** "Inesistente"

**RDM:** 204855/R

**CND:** Z12019010

### NORME E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

- CLASSIFICAZIONE CE - (DIRETTIVA 93/42/CEE) - Classe I non in vitro e senza funzione di misura.
- EN-ISO 12182:2012
- UNI CEI EN ISO 14971:2012

