

**ACCESSORI
PER DEAMBULATORE AD-40**

Codice	Descrizione
AD4-B	Gambe per deambulatore AD-40 con ruote fisse
AD4-C	Gambe per deambulatore AD-40 con ruote piroettanti
AD4-D	Gambe per deambulatore AD-40 con ruote e sistema autobloccante
AD4-E	Gambe per deambulatore AD-40 con sistema autobloccante

Descrizione

	<p>AD4-B Gambe per deambulatore con ruote fisse</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tubo di supporto in alluminio anodizzato con fori per la regolazione in altezza ▪ Ruote fisse in PVC ▪ Confezione al paio <p>Codice CND: Y120699 Progressivo di registrazione: 692688/R</p>
	<p>AD4-C Gambe per deambulatore con ruote piroettanti</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tubo di supporto in alluminio anodizzato con fori per la regolazione in altezza ▪ Forcella in alluminio ▪ Ruota in PVC ▪ Confezione al paio <p>Codice CND: Y120699 Progressivo di registrazione: 692690/R</p>
	<p>AD4-D Gambe per deambulatore con ruote e sistema autobloccante</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tubo di supporto in alluminio anodizzato con fori per la regolazione in altezza ▪ Freno a pressione in materiale plastico con ruota in PVC ▪ Puntale in gomma ▪ Confezione al paio <p>Codice CND: Y120699 Progressivo di registrazione: 692691/R</p>
	<p>AD4-D Gambe per deambulatore con sistema autobloccante</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tubo di supporto in alluminio anodizzato con fori per la regolazione in altezza ▪ Freno a pressione in materiale plastico ▪ Puntale in gomma ▪ Confezione al paio <p>Codice CND: Y120699 Progressivo di registrazione: 692693/R</p>

Dati tecnici

- Diametro del tubo di supporto 28 mm
- Otto fori per la regolazione in altezza ad intervalli di 25 mm
- L'applicazione degli accessori consente il mantenimento della portata di 120 kg del deambulatore AD-40.

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	SCHEDA TECNICA ACCESSORI PER DEAMBULATORE AD-40	Rev 00 Ottobre 2012
---	--	--

Pulizia

Pulire con panno morbido e detergenti neutri.
Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Produttore **INTERMED srl**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE