

Rev. 02  
Settembre 2012

 LifeMED

## Scheda tecnica

9019.00.001

Manometro di Claude

 INTERMED  
Attrezzature e strumenti medicali



| Codice      | Descrizione   |
|-------------|---|
| 9019.00.001 | Manometro di Claude per la misura della pressione dei fluidi durante le punture lombari in anestesia spinale e per la misura della pressione endocranica. |

| Indicazioni |   |
|-------------|---|
| Produttore  | FRIEDRICH BOSCH GmbH and co KG                                    |
| CND         | Z12109002   |
| Repertorio  | 240518  |
| Conformità  | Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42 |

### Indicazioni

Manometro per la misura della pressione dei fluidi durante le punture lombari e in anestesia spinale e per la misura della pressione endocranica.

### Descrizione

Manometro di Claude .

Quadrante con scala graduata da 0 a + 1.000 mm H<sub>2</sub>O e da 0 a - 400 mm H<sub>2</sub>O.

### Caratteristiche tecniche

|                     |  |
|---------------------|--|
| Parametri rilevati: | pressione dei fluidi corporei                                      |
| Scala graduata:     | da 0 a + 1.000 mmH <sub>2</sub> O e da 0 a -400 mmH <sub>2</sub> O |

**INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

## Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

## Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso.

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.



### INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142