

 MEDICAL AND HEALTH CARE SUPPLIER	SCHEDA TECNICA BARELLA "RADIOTRASPARENTE DUO"	Rev. 0 GEN /2014
	DEMARTA VIRGINIO SAS Via Bozzalla 20 - 13814 - Pollone - BI - Italy Tel. 015 9555440 Fax. 015 9555441	

DESTINAZIONE D'USO

La barella "RADIOTRASPARENTE DUO" viene utilizzata per eseguire lastre di pazienti con gravi lesioni senza dover spostarli o movimentarli ulteriormente. Può essere agganciata ad un sollevatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Barella in acciaio, a cucchiaio con doppia chiusura a baionetta e lastre d'appoggio in plexiglass.
- Agganciabile a qualsiasi bilancino con 4 punti di aggancio.
- Radiotrasparente.
- Portata Massima di 160 Kg.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Posizionare il paziente sulla barella.

DIMENSIONI

185 x 55 x 10 cm - 11 Kg.

MANUTENZIONE

Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche di base alcoolica.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Posizionare il paziente al centro della barella
- Effettuare gli spostamenti solamente dopo aver controllato che il paziente sia stato agganciato in modo corretto e sicuro (vedi manuale d'istruzioni).

SMALTIMENTO

Il dispositivo deve essere smaltito secondo le normative vigenti nel paese.

CODICE ARTICOLO

01.01.1100

CODICE ISO:

"Inesistente"

RDM:

CND:

NORME E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

- CLASSIFICAZIONE CE - (DIRETTIVA 93/42/CEE) - Classe I non in vitro e senza funzione di misura.
- EN-ISO 12182:2012
- UNI CEI EN ISO 14971:2012

