

Revisione 00



Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it



PEDALIERA PER RIABILITAZIONE CON IMPUGNATURE

RA-216008



Revisione 00



Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it



PEDALIERA PER RIABILITAZIONE CON IMPUGNATURE

RA-216008



Avvertenze

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo.

Qualora il prodotto presentasse anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

Intermed srl non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio de dispositivo.

Descrizione ed indicazioni

Pedaliera in acciaio cromato per esercizio fisico, per riabilitazione post-traumatica e fisioterapia e per persone con difficoltà motorie.

Dispositivo dotato di manopola per regolare l'intensità dell'esercizio, di piedini antiscivolo in materiale plastico e di asta con impugnature.

Materiali componenti

Pedali	Materiale plastico
Struttura ed asta	Acciaio cromato
Impugnature	Poliuretano morbido
Manopola di regolazione	Materiale plastico

Pulizia e manutenzione

Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide o spugne abrasive. Verificare periodicamente la tenuta ed il fissaggio dei piedini antiscivolo ed il corretto scorrimento dei pedali

Dimensioni 53,5 x 41 x 23 cm asta esclusa

Istruzioni per il montaggio

La struttura del dispositivo è completamente assemblata e necessita della sola applicazione della manopola di regolazione.

Fissare, tramite le due viti in dotazione, il supporto per l'asta con impugnature alla struttura del dispositivo.

Regolare in altezza l'asta con impugnature a seconda delle necessità avendo cura di verificare che la spina di bloccaggio sia correttamente posizionata nel foro selezionato.

Regolare l'intensità dell'esercizio tramite apposita manopola.

Precauzioni

Verificare sempre la stabilità del dispositivo e la tenuta dei piedini in gomma. Controllare, inoltre, il corretto posizionamento della spina di bloccaggio dell'asta con impugnature nel foro della misura desiderata.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione. La garanzia non si applica a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl.

Avvertenze

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo.

Qualora il prodotto presentasse anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

Intermed srl non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio de dispositivo.

Descrizione ed indicazioni

Pedaliera in acciaio cromato per esercizio fisico, per riabilitazione post-traumatica e fisioterapia e per persone con difficoltà motorie.

Dispositivo dotato di manopola per regolare l'intensità dell'esercizio, di piedini antiscivolo in materiale plastico e di asta con impugnature.

Materiali componenti

Pedali	Materiale plastico
Struttura ed asta	Acciaio cromato
Impugnature	Poliuretano morbido
Manopola di regolazione	Materiale plastico

Pulizia e manutenzione

Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide o spugne abrasive. Verificare periodicamente la tenuta ed il fissaggio dei piedini antiscivolo ed il corretto scorrimento dei pedali

Dimensioni 53,5 x 41 x 23 cm asta esclusa

Istruzioni per il montaggio

La struttura del dispositivo è completamente assemblata e necessita della sola applicazione della manopola di regolazione.

Fissare, tramite le due viti in dotazione, il supporto per l'asta con impugnature alla struttura del dispositivo.

Regolare in altezza l'asta con impugnature a seconda delle necessità avendo cura di verificare che la spina di bloccaggio sia correttamente posizionata nel foro selezionato.

Regolare l'intensità dell'esercizio tramite apposita manopola.

Precauzioni

Verificare sempre la stabilità del dispositivo e la tenuta dei piedini in gomma. Controllare, inoltre, il corretto posizionamento della spina di bloccaggio dell'asta con impugnature nel foro della misura desiderata.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione. La garanzia non si applica a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl.