

# EMPULSE R20

L'UNICO PROPULSORE DI SPINTA PIEGHEVOLE





## FARSI SPINGERE NON E' MAI STATO COSI FACILE

Grazie al nuovo propulsore **Empulse R20** non è mai stato così semplice per l'assistente spingere la carrozzina.

In piano, in salita o per lunghi tragitti, R20 sarà sempre pronto ad aiutare nella spinta. Il suo peso contenuto, combinato ad una pratica richiudibilità, garantisce un facile trasporto senza interferire con l'autospinta della carrozzina.





**E**mpulse R20

FACILMENTE  
RIPIEGABILE

LEGGERO

NON LIMITA L'AUTOSPINTA

# EMPULSE R20

## CARATTERISTICHE

---





### **FACILMENTE RIPIEGABILE**

R20 è l'unico propulsore pieghevole presente sul mercato.

### **LEGGERO**

Il propulsore più leggero gestibile dall'accompagnatore.

### **NON LIMITA L'AUTOSPINTA**

Il dispositivo non interferisce nella manovrabilità, non limita i movimenti e consente l'autospinta mantenendo la massima indipendenza.

### **MANEGGEVOLEZZA**

Il design di R20 offre un funzionamento semplice ed un rapido aggancio e sgancio.

### **TRASPORTO AGEVOLE**

La ripiegabilità ed il peso leggero di R20 consentono un trasporto agevole applicato o smontato dalla carrozzina.

### **AFFIDABILITÀ**

Il potente motore con una batteria agli ioni di litio fornisce la massima affidabilità.

### **GARANZIA ESTESA**

R20 offre una garanzia estesa sul motore (3 anni) e sulla batteria agli ioni di litio (2 anni).

### **ALTA COMPATIBILITÀ**

Il propulsore di spinta si adatta a quasi tutte le carrozzine (diametri del tubo del telaio da 22 a 32 mm).

# TRASPORTO AGEVOLE

GRAZIE  
ALL'ESCLUSIVO  
SISTEMA  
DI CHIUSURA

---

R20 è l'unico propulsore di spinta pieghevole presente sul mercato, è facile da trasportare, da riporre e da gestire in tutte le situazioni della vita quotidiana.





### **MANEGGEVOLEZZA**

R20 può rimanere applicato alla carrozzina anche quando viene ripiegata.



### **FACILE AGGANCIO E SGANCIO**

Il sistema di fissaggio al telaio con un click consente l'aggancio e lo sgancio senza l'utilizzo di nessuno strumento. Quando il dispositivo viene sganciato restano applicati alla carrozzina solo i due piccoli attacchi nella parte inferiore del telaio, estremamente leggeri e poco visibili.



### **ZAINO MODERNO**

La leggerezza di R20 e l'elegante zaino offrono facilità di trasporto e grande adattabilità a quasi tutte le carrozzine.



**SEMPLICE  
DA GESTIRE**

CON IL  
PRATICO  
COMANDO







**INDICATORE DELLA CARICA  
DELLA BATTERIA**

**FACILE REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ**  
3 DIFFERENTI VELOCITÀ: 2 - 3,7 - 5 KM/H

**RILASCIO RAPIDO DELL'UNITÀ DI CONTROLLO**  
LA FUNZIONE DI SGANCIO RAPIDO GARANTISCE UN  
TRASPORTO FACILE E SICURO SENZA SCOLLEGARE I CAVI

**FACILE CONTROLLO ON/OFF**  
MENTRE SI PREME IL PULSANTE  
R20 SI MUOVE IN AVANTI



# RUOTINO MOTORIZZATO E BATTERIA AGLI IONI DI LITIO

## RUOTINO MOTORIZZATO

UN POTENTE MOTORE BRUSHLESS DA 250 W CON PARAFANGO, DOTATO DI UNO PNEUMATICO PIENO, ROBUSTO E DUREVOLE (SOSTITUIBILE).

NON RICHIEDE MANUTENZIONE





### **BATTERIA AGLI IONI DI LITIO**

LA BATTERIA DA 5,8 AH FORNISCE UNA AUTONOMIA FINO A 15 KM, HA UN PESO MOLTO CONTENUTO ED È FACILMENTE RIMOVIBILE. TRASPORTABILE IN AEREO SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI.

TEMPO DI RICARICA: DA 4 A 5 ORE

# Empulse R20

## DATI TECNICI

### PROPULSORE DI SPINTA **EMPULSE R20**

<b>Peso del propulsore:</b>	3 kg	<b>Pendenza massima superabile:</b>	10° (18 %)
<b>Peso della batteria:</b>	1,4 kg	<b>Portata massima:</b>	190 kg (utente + carrozzina)
<b>Peso complessivo:</b>	5,6 kg (motore, parafango, batteria, comando, sistema di aggancio)	<b>Motore:</b>	motore brushless da 250 W, 36 V/15 A
<b>Velocità regolabile:</b>	2 km/h - 3,7 km/h - 5 km/h	<b>Freno motore:</b>	nessuno, senza retromarcia
<b>Autonomia:</b>	fino a 15 km	<b>Batteria:</b>	agli ioni di litio da 5,8 Ah (trasportabile in aereo secondo le normative vigenti)
<b>Tempo di ricarica:</b>	da 4 a 5 ore	<b>Garanzia:</b>	3 anni per il motore, 2 anni per la batteria



**Sunrise Medical S.r.l.**

Via Riva, 20 - Montale

29122 Piacenza - Italia

Tel.: +39 0523 573111

Fax: +39 0523 570060

e-mail: [info@sunrisemedical.it](mailto:info@sunrisemedical.it)

[www.SunriseMedical.it](http://www.SunriseMedical.it)



Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d'ordine presente sul nostro sito web.

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di bisogno contattare Sunrise Medical.

Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito [www.SunriseMedical.it](http://www.SunriseMedical.it)

