

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy



sede
legale:
via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

EXERCISE STATION

SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: HYGENIC CORPORATION PERFORMANCE HEALTH, LLC 1245 HOME AVENUE AKRON, OHIO 44310-2575 USA

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)
REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: in attesa
CODICE 305226

DESCRIZIONE

Questa piattaforma per esercizi si caratterizza per la versatilità d'impiego sia nell'ambito della riabilitazione che del fitness. Semplice ma funzionale, essa coniuga l'utilizzo di tubolari elastici e piani d'appoggio mobili con utilissimi accessori, fungendo da base unica per esercizi combinati di resistenza, equilibrio e mobilità. La piattaforma per esercizi offre sempre una soluzione ottimale, sia per la riabilitazione successiva ad un infortunio, sia per quanti desiderino semplicemente allenarsi e tenersi in forma



CARATTERISTICHE e MATERIALI

Leggera e robusta realizzata in materiale plastico, questa piattaforma per esercizi è in grado di resistere in modo ottimale ad un utilizzo ripetuto ed intensivo.

Grazie ad un design lineare, si adatta a pressoché qualsiasi struttura ed ambiente. I 10 piedini in gomma disposti sul fondo della pedana esercitano un effetto antiscivolo durante l'attività e conferiscono sicurezza alla base d'appoggio. I sei attacchi di cui la piattaforma è provvista ed i suoi tubolari elastici dotati di ganci di fissaggio permettono inoltre lo svolgimento di un programma di training personalizzato.

Nella grande cavità centrale è possibile alloggiare numerosi prodotti Thera Band

La piattaforma per esercizi include i seguenti accessori:

- Barra con raccordi ad anello a "D"
- Coppia di tubing in tre livelli di resistenza progressiva, nei colori rosso, verde, blu e di tre diverse lunghezze, 30,40,50 cm, con ganci di fissaggio.
- Due impugnature con anello si fissaggio.
- Due dispositivi di ancoraggio Assist™ con anello di fissaggio.

AVVERTENZE

I tubing sono prodotti naturali realizzati in lattice puro.

La durata dei medesimi e la sicurezza che essi garantiscono durante l'esercizio dipendono sostanzialmente dalla correttezza dell'impiego.

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy



sede
legale:
via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

Controllare i tubolari prima di ogni utilizzo. Non devono presentare difetti o rotture.
Proteggere i tubolari dalla luce diretta del sole o dall'eccessivo calore.
Fissare i tubolari solo agli attacchi predisposti e controllare il corretto ancoraggio prima dell'uso.
Mantenere sempre una posizione eretta o seduta sulla piattaforma quando si lavora con gli elastici.
Pulizia degli elastici e della piattaforma deve essere fatta con acqua e saponi neutri. Non utilizzare prodotti eccessivamente aggressivi.
Non utilizzare scarpe con tacchi o soles che possano rovinare gli elastici o la superficie della piattaforma.
Un utilizzo scorretto o imprudente può provocare infortuni.
L'allungamento dei tubolari non deve superare il 300-400%.
La piattaforma può essere utilizzata dai bambini solo con la supervisione di un adulto.

Dimensioni: lunghezza 110 cm, larghezza 60 cm, altezza 5 cm

Peso: kg 6,3

Accessori

Gli accessori Training Station sono compatibili con la Wall Station e la Exercise Station.



Tubing

Tubing, livelli di resistenza e codici	Lunghezza cm 30,5 Con connettori		Lunghezza cm 45,5 Con connettori		Lunghezza cm 61 Con connettori	
Thera-Band Giallo / Leggero	305184	1 paio	305185	1 paio	305186	1 paio
Thera-Band Rosso / Medio	305227	1 paio	305228	1 paio	305229	1 paio
Thera-Band Verde / Forte	305230	1 paio	305231	1 paio	305232	1 paio
Thera-Band Blu / Extra Forte	305233	1 paio	305234	1 paio	305235	1 paio

305236 Impugnatura a fascia Assist: con anello di raccordo "D" (1 paio)



305238 Padded Bar: 91.5 cm Barra con raccordi ad anello a "D"



mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy



sede
legale:
via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

305237 Impugnatura Exercise: con anello di raccordo a “D” (1 paio)



305256 Extremity Strap: Ancoraggi per le estremità con anello di raccordo a “D”, (1 paio)



305258 Cintura Small / Medium
305259 Cintura Medium / Large



305257 Ancoraggio per la testa



ATTENZIONE

Il prodotto contiene lattice

Unità di confezionamento: Pz. 1

CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

