

Rev. 01  
Giugno 2010

 **LifeMED**

## Scheda tecnica

LF-320

Fonendoscopio per adulti a testina  
piatta

 **INTERMED**  
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
LF-320 – B	Fonendoscopio adulti a testina piatta in acciaio modello TOP – Blu
LF-320 – BX	Fonendoscopio adulti a testina piatta in acciaio modello TOP – Bordeaux
LF-320 – N	Fonendoscopio adulti a testina piatta in acciaio modello TOP – Nero

Indicazioni	
Produttore	<b>INTERMED S.r.l. – S. Giuliano Milanese – Italia</b>
CND	C9005
Repertorio	317917
Conformità	Dispositivo Medico di classe I conforme alla Direttiva CEE 93/42

### Indicazioni

Fonendoscopio per l'auscultazione di suoni proveniente dagli organi del corpo umano. Modello particolarmente indicato in combinazione con sfigmomanometri ad aneroide e "ibridi" per la misura della pressione arteriosa in ambito medico ospedaliero.

### Descrizione

Fonendoscopio per adulti a testina piatta, membrana dal diametro di 45 mm, con anello antifreddo. Archetto in acciaio inossidabile con molla interna alla forcilla e lira 2 tubi in uno per ridurre gli artefatti, con olive auricolari in gomma e tubo in gomma; latex free.

Nella confezione sono comprese olive morbide e rigide e membrana di ricambio.

**INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Caratteristiche tecniche

Lunghezza lira:	55 cm
Diametro lira:	15 mm
Diametro membrana:	45 mm
Tipo olive:	Morbide ad avvitamento

## Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

## Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

## Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso.

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.