

GARANZIA

L'impugnatura di sicurezza è garantita è garantita **2 ANNI** dalla data di acquisto. Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. **La garanzia non è applicabile in caso di danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno smontaggio effettuato da personale non autorizzato.** Nel rispetto delle suddette condizioni per l'esercizio della garanzia, inviare l'impugnatura di sicurezza munita della ricevuta di acquisto al rivenditore locale più vicino.

WARRANTY

This grab bar has **2-YEAR** warranty from the purchase date which is certified by the receipt or invoice. The distributor reserves the right either to repair or replace necessary parts to correct defects in the materials or workmanship without any charge. **The warranty does not apply to damage resulting from failure to follow the operating instructions, accidents, abuse, alteration or disassembly by unauthorized individuals.** In the case you need to get your grab bar repaired and you fulfil the conditions of warranty, send it to the nearest retailer together with the purchase receipt.



CERTIFICATO DI GARANZIA - WARRANTY CERTIFICATE

Prodotto / Product _____

Acquistato in data / Purchasing date _____

Rivenditore / Authorized dealer _____

Via / Street _____ Località / Place _____

Venduto a / Purchased by _____

Via / Street _____ Località / Place _____

MORETTI S.p.A.

INTERNET: www.morettispa.com E-MAIL: info@morettispa.com

MADE in P.R.C.



MOPEDIA



IMPUGNATURA DI SICUREZZA MANUALE D'ISTRUZIONE

SAFETY GRAB BAR INSTRUCTION MANUAL



Moretti S.p.A.
Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)
Telefono +39 055 96 21 11

Fax +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com

Dispositivo Medico di Classe I
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

Codice RS950, RS951, RS952, RS953, RS954, RS955, RS956

Grazie per aver acquistato l'impugnatura di sicurezza **MOPEDIA** by Moretti, realizzata per aiutare persone con difficoltà di movimento. Costruita in tubo di acciaio verniciato. Piastra di fissaggio a parete con tre fori, utilizzabile sia in modo orizzontale che verticale.

ATTENZIONE:

CONTROLLARE PRIMA DI OGNI USO CHE L'IMPUGNATURA SIA FISSATA BENE. IN CASO CHE SI MUOVA, RISTRINGERLA.

Si raccomanda di evitare contatti prolungati con l'acqua e di controllare periodicamente la robustezza dell'impugnatura.


I class medical device
according to ECC directive 93/42

Code RS950, RS951, RS952, RS953, RS954, RS955, RS956

Thank you for purchasing grab bar for bathroom **MOPEDIA** by Moretti, manufactured to support people with movement difficulty. It's realised of painted steel. Mounting hardware included and possible horizontal or vertical use.

ATTENTION: SAFETY RAIL OFTEN REQUIRES TO BE RETIGHTEN TIME TO TIME. CHECK BEFORE USE AND RETIGHTEN IF NEEDED.

Avoid to leave the grab bar in contact with water for long periods of time and control its sturdiness periodically.



• RS950

Lunghezza 30cm
Length 30cm

• RS951

Lunghezza 40cm
Length 40cm


• RS952

Lunghezza 45cm
Length 45cm


• RS953

Lunghezza 60cm
Length 60cm


RS950



RS951



RS952



RS953



• RS954

Lunghezza 80cm
Length 80cm

• RS955

Lunghezza 40x80cm 90°
angolo destra
Length 40x80cm 90° angled
right


• RS956

Lunghezza 40x80cm 90°
angolo sinistra
Length 40x80cm 90° angled
left

RS954



RS955



RS956

