

## GARANZIA

Il prodotto è garantito 2 ANNI dalla data di acquisto. Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. La garanzia non è applicabile in caso di danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno smontaggio effettuato da personale non autorizzato. Per riparazioni, nel rispetto delle suddette condizioni, inviare il prodotto munito della ricevuta di acquisto al rivenditore locale più vicino.

## WARRANTY

The product has 2-year warranty from purchase date which is certified by the receipt or invoice. The distributor reserves the right either to repair or replace necessary parts to correct defects in the materials or workmanship without any charge. The warranty does not apply to damage resulting from failure to follow the operating instructions, accidents, abuse, alteration or disassembly by unauthorized individuals. In the case you need to get the product repaired and you fulfil the conditions of warranty, send the it to the nearest retailer together with the purchase receipt.



**CERTIFICATO DI GARANZIA**



**LEVITAS**

Prodotto / Product \_\_\_\_\_

Acquistato in data/ Purchasing date \_\_\_\_\_

Rivenditore/ Authorized dealer \_\_\_\_\_

Via / Street      Località / Place \_\_\_\_\_

Venduto a / Sold to \_\_\_\_\_

Via / Street      Località / Place \_\_\_\_\_



**MORETTI** <http://www.morettispa.com> - e-mail: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

Made in P.R.C.

Mod. 12710/06



**LEVITAS**



REF ST795



**PROTEGGI TALLONE POSTOPERATORIO  
MANUALE D'ISTRUZIONI**

**POSTOPERATIVE HEEL GUARD  
USER'S MANUAL**



**MORETTI S.p.A.**  
Via Bruxelles 3 - Melegnano  
52022 Cavriglia (Arezzo)  
Tel. +39 055 96 21 11

Fax +39 055 96 21 200  
[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)  
[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

Dispositivo Medico di Classe I  
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

## Codice ST795

### Caratteristiche:

Grazie per aver acquistato la protezione per tallone "LEVITAS" by Morretti. Realizzato in viscoelastico espanso, fodera impermeabile traspirante easytex completamente estraibile con fermi in velcro.

- **ST795** \_\_\_\_\_ cm 50x23  
Foro 10cm  
Lunghezza interna 46cm  
Larghezza interna 12cm

### Istruzioni per la pulizia:

La fodera del proteggi tallone postoperatorio "LEVITAS" Può essere lavata in lavatrice a 40°. Per l'interno utilizzare una spugna umida e detergente neutro. Far asciugare bene lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

### ATTENZIONE:

Seguire sempre le istruzioni riportate sull' etichetta.



Medical Device Class I  
Directive 93/42 EEC

## Code ST795

### Technical features:

Made in expanded viscoelastic, water-resistant, breathable easytex pull-out cover. Fastened with velcro.

- **ST795** \_\_\_\_\_ cm50x23  
Hole 10 cm  
Inner length 46 cm  
Outer length 12 cm

### Cleaning:

The postoperative heel guard "LEVITAS" can be cleaned in the washing machine (40°). For the internal part please use damp sponge and neuter soap. Dry properly far from sun rays and warmth sources.

### ATTENTION:

For cleaning and washing follow carefully product label instructions.

