

DISEGNO TECNICO



FOTO



FAMIGLIA PRODOTTO: SANITARI

CODICE: 515

DESCRIZIONE: Sedile universale H= 100 mm con apertura frontale e coperchio.

PRESTAZIONI MECCANICHE:

Portata massima 150 kg.

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Sedile universale H100 con coperchio e apertura frontale, in polipropilene a bassa tossicità.

L'alzawater è stato pensato per tutte le persone che hanno difficoltà nel sedersi o nell'alzarsi nell'uso del water, come anziani e utenti in fase post operatoria. L'area della seduta è ergonomica e riduce la pressione offrendo un maggior comfort all'utente.

La leggera inclinazione in avanti della seduta aiuta a mantenere una corretta postura, riduce la flessione dell'anca e dell'articolazione del ginocchio. Seduta caratterizzata da due aperture, una nella parte frontale e una nella parte posteriore che permettono un miglior accesso per l'igiene personale. Adatto alla maggior parte dei water. Prodotto in polipropilene garantisce durata, robustezza e calore al tatto. Superficie lucida facile da pulire e

resistente alle macchie ed agli odori. La presenza del coperchio aiuta a mantenere l'igiene del prodotto.

L'alzawater si fissa sul water in maniera stabile e sicura tramite un meccanismo di bloccaggio composto da due staffe in nylon laterali regolabili in larghezza. Il meccanismo di fissaggio offre resistenza e affidabilità; il design ergonomico della manopola permette una facile e veloce applicazione e rimozione dell'alzawater anche a coloro che abbiano disfunzioni alle articolazioni della mano.

Portata massima 150 kg. Colore bianco.

Dimensioni:

Lunghezza 39 cm Larghezza 35 cm Altezza 10 cm

NB: OGNI SEDILE E' NATO PER UN MODELLO DI VASO, INSTALLANDOLO SU VASI DIVERSI POTREBBE NON ADATTARSI PERFETTAMENTE PORTANDO ALLA ROTTURA PREMATURA DELLE CERNIERE, SI CONSIGLIA PERTANTO DI UTILIZZARE IL SEDILE CORRISPONDENTE AD OGNI MODELLO DI VASO. I SEDILI UNIVERSALI SONO UTILIZZATI PER I VASI CON FORME PIU' COMUNI, SI CONSIGLIA COMUNQUE DI VERIFICARE FORMA E DIMENSIONE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Appoggiare sul vaso verificando che appoggi in modo stabile.

Fissare tramite i morsetti laterali.

MANUTENZIONE:

Controllare periodicamente il corretto fissaggio del sedile.

Pulire con acqua e sapone neutro utilizzando un panno morbido.

COMPOSIZIONE PRODOTTO:

N° 1 Sedile, Coperchio - PP

N° 2 Morsetti di fissaggio laterali - Nylon

MATERIALI:

TRATTAMENTI:

CONFEZIONE:

Imballo in scatola di cartone 410 x 175 x 370 mm / Imballo

Peso: 2 kg

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline Srl

si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: 515 - 1

APPROVATO

R.T.

REV.01 DEL 25/09/11

THERMOMAT SANILINE SRL

Via M. Curie, 7 – 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY

Tel. + 39 0376 44 84 28

www.thermomat.com – e-mail: info@thermomat.com

