

SCHEDA TECNICA N° 502

NOME PRODOTTO MATERASSO ANTIDECUBITO POLYPLOT 1 CON COPERTURA POLYMAILLE

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

I materassi Polyplot 1 sono dispositivi medici destinati alla prevenzione e/o alla coadiuvazione della cura delle Lesioni da Pressione In poliuretano espanso ad alta resilienza e alta densità. Prodotto in stampo pressofuso, determina un "effetto pelle" su tutta la superficie del materasso ed assicura una maggiore durata e resistenza nel tempo. Stabilizzatori laterali di sostegno, riducono i rischi di scivolamento laterale del paziente e ne facilitano entrata ed uscita dal letto. Fabbricato in monostampo ed in un unico blocco, assicura una perfetta stabilità ed adattabilità del materasso sul letto in qualsiasi sua articolazione. Ampi canali di areazione e blocchi pressofusi indipendenti e mobili, assicurano un'ottima riduzione delle pressioni di contatto e confort per il paziente. Migliore areazione riducendo i rischi di macerazione cutanea. Angoli arrotondati per facilitare l'inserimento di supporti. Fornito completo di copertura integrale bi-estensibile, impermeabile e traspirante Polymaille® che assicura il massimo comfort ed evita l'effetto amaca; riduce le forze di taglio e stiramento e assicura una perfetta ventilazione mantenendo la temperatura corporea costante. Trattamento Anti-microorganismi. Cerniera su tre lati con lembo di protezione posta al di sotto del materasso. Massima protezione interna. Base antiscivolo.

DESTINAZIONE D'USO Indicati per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
P102MFLPMHI	Materasso Polyplot 1 a 1 sezione 90x200xh.14 cm. con copertura Polymaille 1.IM
P452PM	Telo Polymaille integrale per Viscoflex e Polyplot 90x200x14 cm.
P101M20	Inserito di estensione per materassi Polyplot e Viscoflex 90x200x14 cm.

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA
SYST'AM ZAE Route de Casseneuil - Le Lédar - 47300 Villeneuve sur Lot - France	MOVI S.p.A. Via Dione Cassio,15 20138 Milano

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	BD/RDM	CND
I	873334	Y033306

SPECIFICHE TECNICHE sistema

Smaltimento	Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/ o locali riguardanti la raccolta differenziata. I prodotti recanti il simbolo "rifiuto elettrico" devono essere smaltiti come rifiuti elettrici usati e non devono essere mescolati come rifiuti domestici. Per lo smaltimento dei materiali rivolgetevi alle autorità preposte allo smaltimento che li riceveranno gratuitamente o in alternativa al rivenditore locale. La corretta osservanza di queste indicazioni contribuisce a risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni come da D. Lgs 151/2005 e D. LGS 152-06. In caso di riconosciuta contaminazione del sistema, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	90x200x14 cm
Peso	9,5 Kg
Portata massima	130 KG
Materiale/Densità della Base in Poliuretano	Poliuretano espanso - 40 kg/m ³
Materiale del materasso	Mescola pressofusa di poliuretano espanso ad alta densità (40 kg/m ³) e alta resilienza
Permeabilità della Copertura	>500 gr/m ² /24h
Pulizia / Disinfezione / Decontaminazione	Schiuma: pulire con acqua e sapone e risciacquare con acqua. Lasciare asciugare all'aria. Disinfettare con prodotti applicabili a freddo, quali ammonio quaternario, glutaraldeidi ecc. Può essere occasionalmente sterilizzato in autoclave. Copertura Polymaille: lavare a 95°C, non usare candeggina, non stirare. Pulire a secco mediante solventi di tipo P, asciugare a temperature moderate in asciuga biancheria.
CFC	Completamente assente
Lattice	free
Confezionamento	Il prodotto viene confezionato in busta di cellophane e inserito in scatola di cartone



Accessori e Ricambi

Cod. P452PM Telo Polymaille integrale per Viscoflex e Polyplot 90x200x14 cm. Cod. P101M20 Inserto di estensione per materassi Polyplot e Viscoflex 90x200x14 cm.

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio