

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE

Ref. AD-40N



Descrizione

Deambulatore pieghevole con struttura in alluminio, una barra stabilizzatrice orizzontale in acciaio e quattro punti di appoggio al terreno.

L'apertura e la chiusura delle due sezioni laterali del telaio avvengono facilmente mediante la spina di bloccaggio posta al centro della barra superiore.

Due impugnature in gomma garantiscono una presa adeguata e sicura alla struttura.

Possibilità di regolazione dell'altezza.

Le quattro gambe sono dotate di puntali in gomma antiscivolo che costituiscono una sicura base di appoggio durante l'utilizzo.

Il deambulatore può essere dotato di componenti opzionali quali ruote fisse o piroettanti e sistema autobloccante.

Destinazione d'uso

Ausilio per la deambulazione.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	☒ SI	☐ NO
Codice CND	Y120603	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1513136/R	
Codice Nomenclatore Tariffario	12.06.03.003 – 12.06.09.109 – 12.06.09.130	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	☒ SI	☐ NO
Classe del dispositivo medico	☒ I ☐ Im ☐ Is ☐ IIa ☐ IIb ☐ III	
Marcatura CE	☒ SI	☐ NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	☒ SI	☐ NO
Ente Certificatore	☐ SI	☒ NO
Sterile	☐ SI	☒ n/a
Latex Free	☒ SI	☐ NO
Anno immissione in commercio	2017	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

Area di appoggio	53 x 47,5 cm
Materiali	Struttura principale: Alluminio anodizzato Barra stabilizzatrice: Acciaio Impugnatura: Poliuretano Puntali: Gomma antiscivolo
Peso	2,4 kg
Regolazione in altezza	Da 76,5 a 94,5 cm
Portata massima	136 kg

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per maggiori dettagli sulle indicazioni sopra descritte, attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

CODICE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AD-40N	Deambulatore pieghevole	2
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Componenti opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AD4-B3	Gambe per deambulatore con ruote fisse da 3"	2
AD4-C3	Gambe per deambulatore con ruote piroettanti da 3"	2
AD4-D3	Gambe per deambulatore con ruote da 3" e sistema autobloccante	2
AD4-EN	Gambe per deambulatore con sistema autobloccante	2
AD4-B5	Gambe per deambulatore con ruote fisse da 5"	2
AD4-C5	Gambe per deambulatore con ruote piroettanti da 5"	2
AD4-D5	Gambe per deambulatore con ruote da 5" e sistema autobloccante	2

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.



Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.