



GIMA

ARTICOLI & APPARECCHI PER MEDICINA

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy
Italia: tel 199 400 401 - fax 199 400 403 - gima@gimaitaly.com
Export: phone + 39 02 953854209/221/225 - fax + 39 02 95380056
- export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

MANUALE UTENTE

NOME PRODOTTO:

Sacca urine pediatrica monouso.

DESTINAZIONE D'USO:

Raccolta dell'urine.

INDICAZIONI D'USO:

Aprire la confezione in plastica, staccare l'etichetta gialla, collegare la sacca urine all'uretra esterna.

Dopo il drenaggio, rimuovere la sacca urine e smaltire.

SIMBOLI:

Simbolo	Definizione del simbolo
	Leggere attentamente le istruzioni per l'uso
	Il prodotto è conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici
	Numero di lotto
	Indirizzo fabbricante
	Codice prodotto
	Non esporre ai raggi solari
	Teme l'umidità
	Monouso
	Non utilizzare nel caso la confezione sia danneggiata
	Sterilizzato a ossido di etilene

SMALTIMENTO

Il prodotto deve essere smaltito in base alle leggi nazionali. In caso di smaltimento errato potrebbero venire applicate delle sanzioni.



Jiangsu Suyun Medical Materials co., Ltd.
No. 1 Medicine Lane, Renmin Road, 222002 Lianyungang, P.R.C.



Shanghai International Trading Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse, 80, D-20537, Hamburg, Germany

Rev. 0.02.16