

PARAVENTI MOBILI

MANUALE DI MONTAGGIO E UTILIZZO IT-GB



VERSIONE 01 05.14

INDICE


1. PARAVENTO PIEGHEVOLE SU BASE MOBILE.....PAG.**03**
a. Come fissare la base al paravento?.....PAG.**03**
2. PARAVENTO PIEGHEVOLE A PARETE.....PAG.**04**
a. Come fissare il binario alla parete?.....PAG.**04**

INDEX


1. FOLDING MOBILE SCREENPAG.**06**
a. How to assemble screens on base?.....PAG.**06**
2. FOLDING WALL MOUNTED SCREENPAG.**07**
a. How to assemble the rail on wall?.....PAG.**07**

1. PARAVENTO PIEGHEVOLE SU BASE MOBILE

Altezza: 165 cm
Colore: bianco
Lunghezza da aperto:
180 cm (6 pannelli) XM16506
240 cm (8 pannelli) XM16508




a. Come fissare la base al paravento?



2. PARAVENTO PIEGHEVOLE A PARETE

Altezza: 185 cm
Colore: bianco
Lunghezza da aperto:
180 cm (6 pannelli) XM18506
240 cm (8 pannelli) XM18509
Binario in alluminio tipo FW




a. Come fissare il binario alla parete?

① Aluminum rail x 1	② Axle rail x 1	③ Axle x 2	⑤ Screw cap x 2

Step1:
fissare il binario 1 al muro.

Step 2:
Regolare l'altezza del morsetto 3.

Step 3:
Inserire la rotaia 2 nei morsetti 3 (sopra e sotto)
Inserite il copri vite 5 (sopra e sotto)



Step 4:
Assemblate i pannelli



1. FOLDING MOBILE SCREEN


Height: 165 cm

Colour: white


Open lenght:

180 cm (6 pannels) XM16506

240 cm (8 pannels) XM16508



a. How to assemble screens on base?



2. FOLDING WALL MOUNTED SCREENS

Height: 185 cm


Colour: white

Open lenght:


180 cm (6 pannels) XM18506

240 cm (8 pannels) XM18509

Aluminium rail type FW





a. How to assemble the rail on wall?



Step 3:

Insert axle rail 2 into axle 3 (up and down)
Insert screw cap 5 (up and down)



Step 4:

Assemble the panels



RIVENDITORE AUTORIZZATO



REHABILITATION and MEDICAL EQUIPMENT

CHINESPORT spa

Via Croazia, 2 - 33100 Udine - Italy

Tel. +39 0432 621 621

Fax +39 0432 621 620

chinesport@chinesport.it

www.chinesport.it