



Cintura pelvica con tre punti di fissaggio e regolazione. La confortevole seduta del paziente permette di mantenere l'area pelvica sulla sedia, prevenendo così scivolamenti e dislocazioni.

I sistemi di posizionamento ORTHIA sono costituiti da tessuto imbottito con tela impermeabile sul lato esterno, molto resistente e semplice da pulire. Il sistema di regolazione e di chiusura con fibbia permette un indossaggio rapido e pratico di ogni prodotto.

Il posizionamento del paziente sulla sedia risulta confortevole e offre un'adeguata stabilità al tronco, evitando scivolamenti e dislocazioni.

#### INDICAZIONI

- Status post-degenza/immobilizzazione prolungata;
- Patologie neurologiche/neuromuscolari con difficoltà a mantenere il bilanciamento del tronco (AVC - ictus, lesioni cerebrali, lesioni al midollo spinale, paralisi cerebrali, distrofie muscolari, sclerosi laterali amiotrofiche);
- Infermità reumatica che necessita l'uso di una sedia a rotelle in ambienti interni ed esterni.

#### USO E MANUTENZIONE

Nelle parti di sostegno e pressione, non si devono riscontrare ferite della pelle o ipersensibilità della stessa.

Lavabile in conformità con le istruzioni di lavaggio contenute nell'etichetta. Non asciugare in macchine asciugatrici, né esporre a fonti dirette di calore (stufe, caloriferi, radiatori, ecc.)

TAGLIA	M	L
Circonferenza MAX (cm)	160	220