FONENDOSCOPIO PER ADULTI LIGHTWEIGHT *Ref. 9603.03.000*



L'immagine del dispositivo è puramente indicativa.

Descrizione

Fonendoscopio per adulti con testina doppia in alluminio, con anello anti-freddo.

Modello indicato per la diagnostica polmonare.

Può anche essere utilizzato in combinazione con gli sfigmomanometri ad aneroide o ibridi per misurare la pressione arteriosa.

Realizzato con materiali privi di lattice.

Sistema a tubo singolo.

Archetto auricolare in ottone cromato.

Olive auricolari rigide a pressione.

Disponibile in colore nero.

Destinazione d'uso

Fonendoscopio per l'auscultazione di suoni proveniente dagli organi del corpo umano e per la misurazione della pressione arteriosa, in combinazione con sfigmomanometri ad aneroide e "ibridi", in ambito medico ospedaliero e privato.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.







Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	▼ SI	□NO
Codice CND	C9005	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	98123 /R	
Conformità alla Direttiva Europea 93/42/CEE (s.m.i. 2007/47/CE)		
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	▼I Im Is Ila	IIb III
Marcatura CE	▼ SI	NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	▼ SI	□ NO
Ente Certificatore	□ SI	▼ NO
Sterile	□ SI	▼ NO
Latex Free	▼ SI	□NO
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbrica parti soggette a usura.	izione ad esclusione delle
Fabbricante	Friedrich Bosch GmbH & Co. KG.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.I.	



Caratteristiche tecniche

	Testina	Alluminio	
Materiali	Archetto auricolare	Ottone cromato	
	Lira	PVC	
	Membrana	PVC	
Diametro membrana	45 mm		
Diametro campana	30 mm		
Lunghezza lira senza archetto	60 cm		
Conditioni di utilizzo	Temperatura da +10°C a +	Temperatura da +10°C a +40°C	
Condizioni di utilizzo	Umidità relativa da 30% a	Umidità relativa da 30% a 85%	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura da -20°C a +	Temperatura da -20°C a +60°C	
Condizioni di Stoccaggio	Umidità relativa da 10% a 95%		

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare l'unità in un ambiente asciutto e fresco. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari e alla polvere. Arrotolare la lira con cautela evitando di formare angoli.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Far eseguire i lavori di manutenzione e di riparazione solo da personale specializzato. Per la pulizia utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo né schiumoso. L'utilizzo di detergenti e disinfettanti non adatti può provocare danni alle superfici delicate dell'apparecchio.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

^{*}Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ/CONFEZIONE
9603.03.XXX	Fonendoscopio per adulti <i>Lightweight</i> . Colore nero	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.







Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ/CONFEZIONE
0017.01.200	Lira in PVC Latex Free	1
0022.01.002	Membrana in PVC Latex Free	1
9603.19.000	Olive auricolari morbide - colore nero	1 pa

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	13.03.2020	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.



Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.