

ASTA PORTAFLEBO IN ACCIAIO *Ref. SO-12*



Descrizione

Asta portaflebo in acciaio, composta da quattro ganci per sostenere sacche per flebo e due tubolari coassiali. Il tubolare superiore è regolabile in altezza tramite una manopola con vite di bloccaggio.

La base, in alluminio, è costituita da cinque razze dotate di ruote piroettanti, con sistema frenante, che consentono di movimentare agevolmente l'asta portaflebo e di trasportare sacche per liquidi, destinate al paziente.

Destinazione d'uso

Dispositivo indicato per il sostegno di sacche, utilizzate per infusione o per la raccolta di liquidi, destinate al paziente.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.







Identificazione prodotto

V 0899	□ NO	
V0899		
1144987/R		
n/a		
▼ SI	■ NO	
✓ I Im Is IIa IIb III		
▼ SI	□ NO	
▼ SI	■ NO	
☐ SI	☑ NO	
✓ SI	□ NO	
▼ SI	□ NO	
☐ SI	▼ NO	
▼ SI	■ NO	
2014		
24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura		
INTERMED S.r.I.		
n/a		
INTERMED S.r.l.		
	n/a ✓ SI ✓ I Im Is III ✓ SI ✓ III ✓	

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.



Caratteristiche Tecniche

Altezza regolabile	Min: 120 cm Max: 215 cm
Diametro della base	70 cm
Diametro tubolari	Tratto superiore: 19 mm Tratto inferiore: 25 mm
Diametro ruote	50 mm
Materiale	Tubolari e ganci: acciaio inox cromato Base: alluminio Ruote: materiale plastico
Colore	Struttura metallica: grigio Ruote: nero
Peso	2 kg
Portata	2 kg per singolo gancio
Portata totale massima	5 kg
Numero ganci	4
Numero razze e ruote	5
Sistema di bloccaggio ruote	Blocco di stazionamento su 2 ruote
Sistema di bloccaggio tubolari	Manopola con vite di bloccaggio

Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno umido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
SO-12	Asta portaflebo in acciaio a 4 ganci	1
Manuale d'uso Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo		1

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.I. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.







Accessori opzionali/ricambi

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
SO-20	Portaflebo in plastica	1

Cronologia delle revisioni

	•	-
REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.



Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.