


## POSATE

**Ref. AQ-7X**



## Descrizione

Le posate sono realizzate in acciaio inox e dispongono di un manico sagomato in materiale plastico con cinturino per facilitare la presa.

E' contemplata la possibilità di utilizzare dei pesi da inserire nel manico, per stimolare la presa da parte dell'utente nell'utilizzo dell'ausilio.

## Destinazione d'uso

Ausilio indicato per utenti con limitazioni di mobilità degli arti superiori

## Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Codice CND		
Identificativo di Registrazione BD/RDM		
Codice Nomenclatore Tariffario	n/d	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – 93/42/CEE	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore MDD	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2010	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

## Caratteristiche Tecniche

Le posate sono costruite in Acciaio inox sottoposto a test per contatto diretto con sostanze alimentari a norma del D.M. 21/03/1973 come modificato dal D.M. 04/02/2011 e del Regolamento CE 1935/2004.



## Informazioni utili\*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

## Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AQ-7x**	Posata	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

\*\*La confezione contiene una posata del codice variante scelto.

## Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.1	22/04/2020	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

