

Deambulatore con appoggi brachiali dotati di freni *Ref. AD-66*



Il colore del dispositivo nella foto è puramente indicativo.

Descrizione

Deambulatore con appoggi brachiali e struttura pieghevole in acciaio. Dotato di 4 ruote, 2 anteriori piroettanti e 2 posteriori fisse con freno. Appoggi brachiali regolabili in altezza e impugnature con freni a leva. Accessori disponibili: sedile imbottito.

Destinazione d'uso

Ausilio indicato per persone con limitate capacità di deambulazione o in fase riabilitativa.





Rev. 2.0 - novembre 2016 p. 2/3

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	▼ SI	□ NO
Codice CND	Y120612	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1644818/R	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	▼ SI	■ NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	▼ I	
Marcatura CE	▼ SI	□ NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	▼ SI	□ NO
Ente Certificatore	□ SI	▼ NO
Sterile	□ SI	▼ n/a
Latex Free	▼ SI	□ NO
Anno immissione in commercio	2017	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.I.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

Larghezza totale	54 cm
Lunghezza totale	83 cm
Altezza seduta	56 cm
Larghezza seduta	44 cm
Altezza appoggi brachiali	98 – 127 cm
Ruote anteriori	Piroettanti. Diametro 4" (10 cm)
Ruote posteriori	Fisse dotate di freno. Diametro 4" (10 cm)
Materiali	Telaio pieghevole in acciaio. Seduta in polipropilene. Quattro ruote in PVC.
Portata	130 kg
Peso	12.5 kg

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.



Rev. 2.0 - novembre 2016 p. 3/3

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In ogni caso attenersi alle istruzioni del manuale d'uso.
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide né spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

^{*}Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AD-66	Deambulatore con appoggi brachiali pieghevole con freni.	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AD-6S	Sedile imbottito.	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.



Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.