

PEDALIERA ELETTRICA CON DISPLAY

Ref. RA-009



Il colore del dispositivo nella foto è puramente indicativo.

Descrizione

Pedaliera elettrica per esercizio fisico, riabilitazione post-traumatica e fisioterapia indicata per persone con difficoltà motorie. Struttura in acciaio con scocca in ABS. Display digitale per la definizione dei parametri del ciclo di lavoro.

Pedaliera utilizzabile per esercizio degli arti inferiori e superiori.

Destinazione d'uso

Indicata per esercizio fisico di riabilitazione post traumatica e fisioterapia.


Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y034899	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1799770/R	
Codice Nomenclatore Tariffario	nd	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2019 (Intermed)	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni	Come indicato nella tabella Immagini
Materiale	Struttura in acciaio. Chassis in ABS.
Peso	530 g
Alimentazione rete	220 V
Interruttore	ON/OFF manuale
Comando funzioni da remoto	Come indicato nella tabella Immagini: 1. Accensione 2. Selezione Timer (1-15 min) 3. Regolazione Velocità (12 livelli) 4. Modalità visualizzazione parametri 5. Avanti/Indietro, cambia direzione pedalata 6. Regolazione Velocità (12 livelli)

Immagini



Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza del dispositivo e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato del prodotto. Pulire con un panno morbido e con detergenti neutri. Non utilizzare spugne abrasive. Asciugare accuratamente.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
RA-009	Pedaliere elettrica con display.	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.0	16/01/2019	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.



Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.