

TAPPETO DECONTAMINANTE CON ANTIBATTERICO BIOMASTER
ISCRITTO NEL REPERTORIO DEI DISPOSITIVI MEDICI
Repertorio N° 1876007

Composizione	Tappeto adesivo con trenta fogli numerati a strappo, realizzato in polietilene a bassa densità, ad elevato potere collante e trattato con BIOCIDIA costituito da principi attivi, atti ad inibire lo sviluppo dei batteri sulla superficie. Principio attivo: BIOMASTER
Confezioni	Scatola contenente 4 o 8 tappeti.
Colore	Blu
Misure	45x90 - 45x115 - 60x90 - 60x115 - 90x115 90 x 150 - 150 x 115 - 240 x 115 - 350 x 115
Caratteristiche	-Azione battericida e fungicida incorporata all'interno del tappeto. -Strappi numerati: ogni foglio è numerato dal 30 all' 1, consentendo praticità nell'uso del tappeto. Disponibile con 40 o 60 strati. -Nessun alone: grazie alla colla a base d'acqua (gr/mq+ 1 gr), il tappeto CBS Medical può essere posizionato ovunque senza lasciare residui. -Non richiede cornici: grazie alla base completamente adesiva, aderisce perfettamente al pavimento senza l'ausilio di cornici.
Generalità	-Buona resistenza alle temperature, ai raggi UV e all'invecchiamento. - Temperatura: Ottimale: Min 15° Max 30° Di utilizzo: Min -20° Max 70° Limite: Min - 25° Max 90° Carica Elettrostatica: A pavimento con tappeto vergine: da -80 a -120 V/polliceQ
Spessore	-Pellicola protettiva superiore: 0,040 mm -Strato numerato: 0,045 mm (x 30 strati) -Fondo biadesivo: 0,140 mm Spessore totale del tappetino: 1,53 mm
Durata	Anni 2 se correttamente conservato.
Campi di impiego	Ospedali: reparti a rischio, reparti infettivi, sale operatorie, ambienti a rischio, clean rooms. Industrie: farmaceutica, alimentare, elettronica, laboratori, lavorazioni alimentari, confezionamento, lavorazione cibi pronti. Ovunque sia indispensabile inibire lo sviluppo di batteri.

Biomaster è una tecnologia antimicrobica efficace contro un ampio spettro di microorganismi (batteri e muffe) e come tale utilizzata in un ampio campo di applicazioni.

Rimandiamo per ulteriori informazioni al sito www.addmaster.co.uk

Tutti i prodotti contenenti **Biomaster**, sono testati da laboratori indipendenti secondo lo standard **ISO 22196:2011** per dimostrare l'effettiva efficacia antimicrobica

ISO 22196:2011 Antimicrobial Test Certificate

This is to certify that

Medical Mat with Biomaster (AT300 @ 0.3%)

supplied by

CBS Medical

has been tested to ISO 22196:2011 standards and shown to reduce

MRSA by $\geq 99.84\%$

Escherichia coli by $\geq 99.99\%$

Date of test: July 2019

Test laboratory: Industrial Microbiological Services Limited
Registered in England 3264423

Certificate Number: 1038185.40/13224



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paul Phillips".

Paul Phillips
Technical Manager

Permanent antimicrobial protection for your products

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Page 1 of 1

CUSTOMER

Addmaster Ltd
Darfin House
Priestly Court
Staffordshire Technology Park
Stafford
ST18 0AR
UK.

CERTIFICATE NO.

1038185.40/13224

CUSTOMER REF.

9100

SAMPLE DETAILS

CBS

DATE RECEIVED

23/07/2019

ORDER NO.

METHOD: Determination of Antibacterial Activity using Test Based on MOD ISO 22196

DATE ANALYSED

24/07/2019

DATE REPORTED

26/07/2019

RESULTS (AS CFU CM⁻²)

SAMPLE	SPECIES	CONTACT TIME		REDUCTION (CONTROL)	
		0 hrs	24 hrs	Log 10	%
MEDICAL MAT (CONTROL)	<i>E coli</i>	1.7E+04	1.2E+05		
MEDICAL MAT WITH BIOMASTER (AT300 @ 0.3%)	<i>E coli</i>	1.7E+04	< 11.11	≥ 4.04	≥ 99.99%
MEDICAL MAT (CONTROL)	MRSA	1.9E+04	7.1E+03		
MEDICAL MAT WITH BIOMASTER (AT300 @ 0.3%)	MRSA	1.9E+04	< 11.11	≥ 2.81	≥ 99.84%

Key: NS = Poor survival on control supplied.

The above data show the difference in the population following contact with the surface of the samples listed for 24 hours at 35°C under a RH of > 95% relative to the control sample.

IMSL MICROBIOLOGICAL SERVICES LTD
PALE LANE
HARTLEY WINTNEY
HANTS RG27 8DH
UK

MANAGING DIRECTOR
Peter D Askew



Industrial Microbiological Services Ltd Registered in England No 3264423 Registered Office The Oddfellows Hall Oxford Road Reading Berkshire RG1 7NG

CBS Medical Srl – Sede legale: Via Cappuccini, 129 - 36015 Schio (VI)

Sede operativa: Via Papa Giovanni XXIII, 78 – 36034 Malo (VI)

Tel. +39 0445 040328 Email: info@cbsmedical.it www.cbsmedical.eu