

**Nome Prodotto**

Fodera in Nylon per Minislide • Midislide • Maxislide in cotone.

| Codice | Misure (cm) | Abbinamento |
|------------|-------------|-------------|
| 03.04.2051 | 56 x 63 | 03.04.2030 |
| 03.04.1251 | 96 x 76 | 03.04.1230 |
| 03.04.1051 | 192 x 62 | 03.04.1030 |
| 03.04.1052 | 192 x 72 | 03.04.1032 |

**Destinazione d'uso**

I Sistemi di Trasferimento sono destinati alla facilitazione delle operazioni di movimentazione manuale dei pazienti attraverso manovre di spinta, trazione, scivolamento e scorrimento. Sono stati progettati per l'uso in ospedali, case di cura e strutture sanitarie/assistenziali e per l'assistenza domiciliare.

Descrizione

La FODERA IN NYLON è pensata per poter rendere impermeabile, facile da pulire e per evitare un'eccessiva usura dei seguenti sacchi di trasferimento:

- Minislide in cotone, codice: 03.04.2030
- Midislide in cotone, codice: 03.04.1230
- Maxislide in cotone, codice: 03.04.1030
- Maxislide XL in cotone, codice: 03.04.1032

| Materiali | |
|--|--|
| Fodera | Nylon |
| Manutenzione e Pulizia | |
| | Lavaggio Max. 60°C |
| Disinfezione possibile con LT-CIN (45% alcool isopropilico) | |
| Conservazione e Smaltimento | |
| Si consiglia l'uso ad un solo utente | |
| Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore | |
| Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata | |
| Confezione e Nr. Articoli | |
| Scatola | 1 Pezzo |
| Garanzia | |
| Europea | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili |
| Riferimenti del Prodotto | |
| Fabbricante | Demarta Virginio S.a.S. |
| Classe di Dispositivo 93/42 | Classe I |

Product Name

Nylon Cover for cotton Minislide • Midislide • Maxislide.

| Code | Dimensions (cm) | Pairings |
|------------|-----------------|------------|
| 03.04.2051 | 56 x 63 | 03.04.2030 |
| 03.04.1251 | 96 x 76 | 03.04.1230 |
| 03.04.1051 | 190 x 61 | 03.04.1030 |
| 03.04.1052 | 192 x 72 | 03.04.1032 |



Use

The Transfer Systems are intended for facilitating the manual handling operations of patients through thrust, traction, sliding maneuvers. They have been designed for use in hospitals, nursing homes and healthcare facilities and for home care.

Description

The NYLON COVER is designed to make the following Sliding Mats waterproof and easy to clean:

- Cotton Minislide, Code: 03.04.2030
- Cotton Midislide, Code: 03.04.1230
- Cotton Maxislide, Code: 03.04.1030
- Cotton Maxislide XL, Code: 03.04.1032

| Materials | |
|--|--|
| Cover | Nylon |
| Maintenance and Cleaning | |
|  | Water Temperature not Above 60°C |
| Disinfection Possible with LT-CIN (45% isopropyl alcohol) | |
| Storage and Disposal | |
| Single-user Product | |
| Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition | |
| Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection | |
| Package and Nr.Items | |
| Box | 1 Piece |
| Warranty | |
| European | 24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts |
| Product References | |
| Manufacturer | Demarta Virginio S.a.S. |
| Directive 93/42 | Class I |