


	SCHEDA TECNICA PATIENT SLIDER	REVISIONE N° 0  DATA 06/2018
---	---	---

Nome Prodotto

Assi di Trasferimento Patient Slider.



Codice	Misure (cm)	Portata (Kg)
03.04.PSS	183 x 56	180
03.04.PSL	183 x 65	250
03.04.PSN	183 x 46	180

Destinazione d'uso

I Sistemi di Trasferimento sono destinati alla facilitazione delle operazioni di movimentazione manuale dei pazienti attraverso manovre di spinta, trazione, scivolamento e scorrimento. Sono stati progettati per l'uso in ospedali, case di cura e strutture sanitarie/assistenziali e per l'assistenza domiciliare.

Descrizione


L'asse di trasferimento PATIENT SLIDER consente di trasferire da una superficie ad un'altra un paziente con mobilità ridotta o assente. Le maniglie su tutti i lati ne permettono l'utilizzo da più operatori ed è radiotrasparente.

Materiali	
Plancia	Polietilene
Manutenzione e Pulizia	
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	12.31.03.003
Codice CND	Y123003
Codice RDM	1389490/R

	DATA SHEET PATIENT SLIDER	REVISION N° 0  DATE 06/2018
---	---	--

Product Name

Transfer Board Patient Slider.



Code	Dimensions (cm)	Capacity (Kg)
03.04.PSS	183 x 56	180
03.04.PSL	183 x 65	250
03.04.PSN	183 x 46	180

Use

The Transfer Systems are intended for facilitating the manual handling operations of patients through thrust, traction, sliding maneuvers. They have been designed for use in hospitals, nursing homes and healthcare facilities and for home care.

Description

The PATIENT SLIDER allows a patient with reduced or absent mobility to be transferred from one surface to another. The handles on all sides allow it to be used by several operators and it is radiolucent.

Materials	
Board	Polyethylene
Maintenance and Cleaning	
Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	12.31.03.003
CND Code	Y123003
RDM Code	1389490/R