



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

**FRANTUMAPILLOLE - PILL PULVERIZER
BROYEUR DE PILULES
TRITURADOR DE PÍLDORAS
TABLETTENZERKLEINERER
ESMAGADOR DE PÍLULAS
KRUSZARKA DO TABLETEK
ΚΑΤΑΟΤΡΟΦΕΑΣ ΧΑΠΙΩΝ**

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guia de uso
Guia para utilização - Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung
Podręcznik obsługi i konserwacji - Οδηγίες χρήσης

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de usar o produto.

ACHTUNG: Diese Anleitung muss vor dem Einsatz des Produkts aufmerksam gelesen und vollständig verstanden werden.

UWAGA: Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z tym podręcznikiem przed jego użyciem.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.

M-25731-M-Rev.2.03.20

REF

25731

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por
GIMA S.p.A. - Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) - Italy
Made in China



ITALIANO

FRANTUMAPILLOLE

Polverizza pillole di ogni misura

- 1) Posizionare la pillola nella cavità trasparente
- 2) Avvitare la parte blu fino in fondo
- 3) Dissolvere il medicamento in polvere in latte, acqua ...

ATTENZIONE: non frantumare capsule a rilascio temporizzato, nel dubbio consultare il proprio farmacista.