

SPONDE RIBALTABILI IN ACCIAIO A GANCI**Ref. LT-M3E-A01****Immagini puramente indicative****Descrizione**

Sponde ribaltabili, applicabili a testata e pediera di letti tramite ganci, completi di molla di tenuta e rivestiti in PVC. Tubo in acciaio.

Compatibili con letti Intermed *LT-101P / LT-102P / LT-M3E*

Destinazione d'uso

Accessori per ausili indicati per persone ricoverate per motivi di salute presso enti, strutture di tipo ospedaliero/assistenziale sanitario o in ambito domiciliare.

Identificazione prodotto


Dispositivo Medico	☒ SI	☐ NO
Codice CND	V08068001	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	2498098/R	
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Codice Nomenclatore Tariffario	18.12.91.006	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	☒ SI	☐ NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	☒ I ☐ Im ☐ Is ☐ IIa ☐ IIb ☐ III	
Marcatura CE	☒ SI	☐ NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	☒ SI	☐ NO
Ente Certificatore	☐ SI	☒ NO
Sterile	☐ SI	☒ n/a
Latex Free	☒ SI	☐ NO
Anno immissione in commercio	2023	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
SRN Fabbricante	IT-MF-000013039	

IDENTIFICAZIONE UDI

BASIC UDI-DI	
Codice Ref.	UDI-DI
LT-M3E-A01	8056992230392

Caratteristiche Tecniche

Sistema di tenuta	Ganci a molla
Materiali	Tubi in acciaio verniciato. Ganci in acciaio, rivestiti in PVC.
Dimensioni (vedi immagini sotto)	Compatibili con letti Intermed <i>LT-101P</i> / <i>LT-102P</i> / <i>LT-M3E</i>



Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza delle sponde e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido utilizzando detergenti non aggressivi, poi asciugare in modo accurato.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
LT-M3E-A01	Sponda ribaltabile in acciaio a ganci.	2

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	24/08/2023	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
1.1	6/11/2023	Registrazione ministeriale

