

**Nome Prodotto**

Sollevatore da Piscina Balneo con Imbracatura.



Codice	Portata (Kg)	Articolo
01.01.BALNEO	200	Sollevatore
01.01.20013	200	Imbracatura

**Destinazione d'uso**

I sollevatori da piscina vengono utilizzati per l'immersione nella vasca di pazienti con limitazioni funzionali che necessitano una rieducazione motoria in acqua.

**Descrizione**

Il sollevatore elettrico BALNEO DA PISCINA in acciaio Inox, aiuta i pazienti ad entrare ed uscire dalla piscina. E' dotato di una centralina LINAK asportabile, per poterla ricaricare con maggiore comodità, collocata sulla colonna portante. Il sollevatore è munito di un telecomando con cavo elettrico, bilancino a 5 punti di aggancio con sistema di sicurezza, maniglione per facilitare la rotazione, base con 4 perni per fissare BALNEO sul bordo della piscina, un pulsante di emergenza FUNGO ROSSO che blocca il flusso di elettricità, un sistema meccanico di discesa di emergenza in caso di mancata elettricità ed un ulteriore sistema elettronico di discesa di emergenza in caso di malfunzionamento del telecomando. Il braccio mobile scende fino al livello della piscina e ruota di 360°. L'imbracatura (cod. 01.01.20013, 110x110 cm) in dotazione permette di fissare il paziente al telaio aumentando ulteriormente la sicurezza.

Codice	Dimensioni Base	Altezza Minima Bilancino	Altezza Massima Bilancino	Lunghezza del Bilancino	Larghezza del Bilancino	Altezza delle Maniglie	Larghezza delle Maniglie	Raggio di Rotazione del Braccio	Dimensioni da Piegato	Portata Massima	Peso Netto	Dimensioni Scatola
Misure in Cm												
01.01.BALNEO	32x32	31	165	56	67	112	67	129	139x66x50	200	49	∥

<b>Gruppo Elettrico</b>	
LINAK	24 V
<b>Materiali Sollevatore</b>	
Telaio	Acciaio
<b>Materiali Imbracatura</b>	
Imbracatura	Maglia
<b>Manutenzione e Pulizia Sollevatore</b>	
La pulizia può essere fatta con panno umido dopo essersi assicurati che la batteria non sia in carica	
<b>Manutenzione e Pulizia Imbracatura 01.01.20013</b>	
	Lavaggio Max. 40°C
	Non Stirare
	Non Candeggiare
	Non Asciugare a Tamburo
<b>Conservazione e Smaltimento</b>	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
<b>Confezione e Nr. Articoli</b>	
Scatola	1 Pezzo
<b>Garanzia</b>	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
<b>Riferimenti del Prodotto</b>	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	12.36.03.006
Codice CND	Y123603

**Product Name**  
Pool Lift Balneo with Sling.



Code	Capacity (Kg)	Article
01.01.BALNEO	200	Lift
01.01.20013	200	Sling

**Use**  
The lift is used for immersion in the swimming pool disabled patients that need hydrokinesistherapy.

**Description**

The BALNEO is a passive lift and it allows patients with important functional limitations to enter or come out from the swimming pool. It is equipped with a removable LINAK control unit placed on the mast, hand remote control, 4 anchor points sling bar with safety system, handle for moving, base with 4 screws to fix the lift to the edge of the swimming pool, an emergency stop red button that blocks the flow of electricity, a mechanical safety lowering in case of black out and an additional electric safety lowering system in case of malfunction of the remote control. The boom descends to the level of the pool and rotates 360°. Furthermore the safety of the patient is ensured thanks to the supplied sling (code 01.01.20013, 110x110 cm).

Code	Base Dimensions	Minimum Height at Sling Bar	Maximum Height at Sling Bar	Sling Bar Length	Sling Bar Width	Floor to Handle Height	Handle Width	Rotation Range	Dimensions Folded	Weight Capacity	Weight	Carton Size
Measures in Cm												
01.01.BALNEO	32x32	31	165	56	67	112	67	129	139x66x50	200	49	∅

<b>Electrical Group</b>	
LINAK	24 V
<b>Lift Materials</b>	
Frame	Steel
<b>Sling Materials</b>	
Sling	Mesh
<b>Lift Maintenance and Cleaning</b>	
Cleaning can be done with a damp cloth after making sure the battery is not charging	
<b>Sling 01.01.20013 Maintenance and Cleaning</b>	
	Water Temperature not Above 40°C or 105°F
	Do not Iron
	Do not Bleach
	Do not Tumble Dry
<b>Storage and Disposal</b>	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
<b>Package and Nr. Items</b>	
Box	1 Piece
<b>Warranty</b>	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
<b>Product References</b>	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	12.36.03.006
CND Code	Y123603