

**Nome Prodotto**

Tripode.

| Nero<br>01.07.T100N | Blu<br>01.07.T100B | Verde<br>01.07.T100V | Grigio<br>01.07.T100G | Rosso<br>01.07.T200R |
|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                     |                    |                      |                       |                      |


**Destinazione d'uso**

I tripodi sono indicati nella fase di rieducazione alla deambulazione in soggetti anziani o con limitazioni funzionali di varia natura. Offrono stabilità, facilità di utilizzo e migliorano la sensazione di equilibrio dell'utilizzatore.

**Descrizione**

Il TRIPODE ha un telaio in alluminio leggero regolabile in altezza (9 livelli), una impugnatura ergonomica e morbida per una presa più confortevole, base rinforzata con tre punti di appoggio antiscivolo.

Portata Massima: 120 Kg.

| Materiali  |  |
|--|--|
| Telaio   | Alluminio  |
| Puntali  | Gomma Antiscivolo  |
| Manutenzione e Pulizia   |  |
| Usare un panno umido con del sapone neutro, la temperatura dell'acqua non deve superiore ai 30 °C                    |  |
| Asciugare bene prima dell'utilizzo   |  |
| Se necessario effettuare una disinfezione del prodotto utilizzare un comune detergente disinfettante                 |  |
| Evitare assolutamente l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio l'acetone o il diluente      |  |
| Conservazione e Smaltimento  |  |
| Si consiglia l'uso ad un solo utente   |  |
| Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore  |  |
| Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata |  |
| Confezione e Nr. Articoli  |  |
| Scatola  | 1 Pezzo  |
| Garanzia   |  |
| Europea  | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili |
| Riferimenti del Prodotto   |  |
| Fabbricante  | Demarta Virginio S.a.S.  |
| Classe di Dispositivo UE 2017/745  | Classe I   |
| Codice ISO   | 12.03.16.003   |
| Codice CND   | Y120315  |
| Codice RDM   | 2020682/R  |
| Misure   |  |
|  |  |

**Product Name**  
Three Legs Walking Cane.

| Black       | Blue        | Green       | Grey        | Red         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01.07.T100N | 01.07.T100B | 01.07.T100V | 01.07.T100G | 01.07.T200R |
|             |             |             |             |             |



**Use**

The three legs walking canes are indicated in the walk rehabilitation for elderly or subjects with functional limitations of various kinds. They offer stability, ease of use and improve the sense of balance.

**Description**

The TRIPOD has a lightweight aluminum frame adjustable in height (9 levels), an ergonomic and soft handle for a more comfortable grip. 3 legged base with non-slip points. Maximum load: 120 Kg.

| Materials  |  |
|--|--|
| Frame  | Aluminum   |
| Tips   | Anti-slip Plastic  |
| Maintenance and Cleaning   |  |
| Use a damp cloth with mild soap, the water temperature not above 30°C  |  |
| Dry well before use  |  |
| If necessary, disinfect the product using a common disinfectant detergent  |  |
| Must not use acid, alkaline or solvent products such as acetone  |  |
| Storage and Disposal   |  |
| Single-user Product  |  |
| Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition   |  |
| Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection |  |
| Package and Nr.Items   |  |
| Box  | 1 Piece  |
| Warranty   |  |
| European   | 24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts |
| Product References   |  |
| Manufacturer   | Demarta Virginio S.a.S.  |
| Directive UE 2017/745  | Class I  |
| ISO Code   | 12.03.16.003   |
| CND Code   | Y120315  |
| RDM Code   | 2020682/R  |
| Dimensions   |  |
|  |  |