

**Nome Prodotto**

Linea di Contenzione ADIGGY: Cintura Pelvica di Fissaggio al Letto • Cotone.





| Codice      | Taglia |
|-------------|--------|
| 01.12.AD56P | Unica  |

**Destinazione d'uso**

La Linea di Contenzione ADIGGY comprende tutti quei ausili utilizzati per immobilizzare il paziente alla sedia a rotelle, letto ecc. Vengono impiegati per garantire la massima sicurezza di chi li utilizza per evitare cadute o traumi di varia natura.

**Descrizione**

La CINTURA PELVICA DI FISSAGGIO AL LETTO è composta da una fascia addominale e da una pelvico-perineale. Viene utilizzata per quei pazienti che necessitano di immobilizzazione ma, allo stesso tempo, offre una mobilità residua per poter rendere possibili i cambiamenti posturali. Il sistema di chiusura avviene tramite chiave magnetica. La cintura è realizzata in cotone.

| Materiali  |  |
|--|--|
| Cintura  | Cotone   |
| Manutenzione e Pulizia   |  |
|                                   | Lavaggio Max 95° C   |
|                                   | Non Stirare  |
|                                   | Non Candeggiare  |
|                                   | Non Utilizzare l'Asciugatrice  |
| Conservazione e Smaltimento  |  |
| Si consiglia l'uso ad un solo utente   |  |
| Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore  |  |
| Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata |  |
| Confezione e Nr. Articoli  |  |
| Scatola  | 1 Pezzo  |
| Garanzia   |  |
| Europea  | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili |
| Riferimenti del Prodotto   |  |
| Fabbricante  | Demarta Virginio S.a.S.  |
| Classe di Dispositivo 93/42  | Classe I   |
| Codice CND   | V0899  |
| Codice RDM   | 204439/R   |

**Product Name**

ADIGGY Line: Abdominal Pelvic Fixing Belt for Bed • Cotton.

| Code        | Size |
|-------------|------|
| 01.12.AD56P | One  |





**Use**

The ADIGGY Line includes all the aids used to immobilize the patient in a wheelchair, bed, etc. They are used to ensure maximum safety of those who use them to prevent falls or traumas of various kinds.



**Description**

The ABDOMINAL PELVIC FIXING BELT FOR BED is composed of an abdominal fascia and a pelvic-perineal band. It is used for those patients who need immobilization but, at the same time, offers residual mobility to make postural changes. The closing system is by magnetic key. The belt is made of cotton.

| Materials  |  |
|--|--|
| Belt   | Cotton   |
| Maintenance and Cleaning   |  |
|                                     | Water temperature not above 95° C  |
|                                     | Do not iron  |
|                                     | Do not bleach  |
|                                     | Do not dry in dryer  |
| Storage and Disposal   |  |
| Single-user Product  |  |
| Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition   |  |
| Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection |  |
| Package and Nr.Items   |  |
| Box  | 1 Piece  |
| Warranty   |  |
| European   | 24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts |
| Product References   |  |
| Manufacturer   | Demarta Virginio S.a.S.  |
| Directive 93/42  | Class I  |
| CND Code   | V0899  |
| RDM Code   | 204439/R   |