

Nome Prodotto

Linea di Contenzione ADIGGY: Fissaggio Toracico a "X" senza Zip

| Codice | Taglia |
|-------------|--------|
| 01.12.ADX24 | Unica |





Destinazione d'uso

La Linea di Contenzione ADIGGY comprende tutti quei ausili utilizzati per immobilizzare il paziente alla sedia a rotelle, letto ecc. Vengono impiegati per garantire la massima sicurezza di chi li utilizza per evitare cadute o traumi di varia natura.

Descrizione

Il FISSAGGIO TORACICO A "X" viene indossato dal paziente per garantire stabilità.
Per garantire la massima sicurezza, il fissaggio toracico viene avvitato allo schienale della sedia a rotelle.



| Materiali | |
|--|--|
| Imbottitura | Gomma di Neoprene |
| Laminatura | Nylon |
| Manutenzione e Pulizia | |
|  | Lavaggio Max 30° C |
|  | Non Stirare |
|  | Non Candeggiare |
|  | Non Utilizzare l'Asciugatrice |
| Conservazione e Smaltimento | |
| Si consiglia l'uso ad un solo utente | |
| Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore | |
| Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata | |
| Confezione e Nr. Articoli | |
| Scatola | 1 Pezzo |
| Garanzia | |
| Europea | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili |
| Riferimenti del Prodotto | |
| Fabbricante | Demarta Virginio S.a.S. |
| Classe di Dispositivo 93/42 | Classe I |
| Codice CND | V0899 |
| Codice RDM | 204439/R |

Product Name

ADIGGY Line: "X" Trunk Support without Zip.

| Code | Size |
|-------------|------|
| 01.12.ADX24 | One |

Use





The ADIGGY Line includes all the aids used to immobilize the patient in a wheelchair, bed, etc. They are used to ensure maximum safety of those who use them to prevent falls or traumas of various kinds.



Description

The "X" TRUNK SUPPORT is worn by the patient to ensure stability.

To ensure maximum safety, the trunk support is screwed to the back of the wheelchair.

| Materials | |
|--|--|
| Padding | Neoprene Rubber |
| Laminating | Nylon |
| Maintenance and Cleaning | |
|  | Water temperature not above 30° C |
|  | Do not iron |
|  | Do not bleach |
|  | Do not dry in dryer |
| Storage and Disposal | |
| Single-user Product | |
| Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition | |
| Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection | |
| Package and Nr.Items | |
| Box | 1 Piece |
| Warranty | |
| European | 24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts |
| Product References | |
| Manufacturer | Demarta Virginio S.a.S. |
| Directive 93/42 | Class I |
| CND Code | V0899 |
| RDM Code | 204439/R |