

Nome Prodotto

Carrozzina da transito pieghevole e leggera.

Destinazione d'uso

Le carrozzine sono un mezzo di trasporto indispensabile per le persone disabili con assente o ridotta capacità di deambulazione. Lo scopo è quello di facilitare gli spostamenti e di salvaguardare il benessere fisico della persona, evitando la comparsa di complicanze correlate alla posizione seduta obbligatoria (piaghe da decubito, dolori posturali cronici...).



Caratteristiche	
Codice	01.04.C03
Telaio	Alluminio
Crociera	Doppia
Colore	Verniciato a polvere
Ruote anteriori	15 cm (6 ") PVC
Ruote posteriori	20 cm (8 ") PU
Bracciolo	Staccabile. PU
Poggiapiedi	Ribaltabile
Pedana	Pieghevole
Sedile e Schienale	Nylon Morbido Imbottito, lavabile, disinfettabile e ignifugo
Freno	Posizionato sulle ruote posteriori
Schienale	Pieghevole
Misure	
Larghezza totale (telaio+ruote)	61 cm
Larghezza con telaio chiuso	29 cm
Altezza seduta da terra	46 cm
Altezza totale del telaio	92 cm
Lunghezza totale telaio	94 cm
Altezza dello schienale	44 cm
Dimensione del sedile	46 x 36.5 cm
Peso netto carrozzina	12.3 Kg
Peso lordo carrozzina	15
Dimensione scatola	80 x 29 x 75 cm
Capacità massima	110 Kg
Manutenzione e Pulizia	
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO	12.22.03.003
Codice CND	Y122106
Codice RDM	2785531/R

Product Name

Foldable and lightweight transit wheelchair .

Use

The wheelchairs are an essential way of transport for disabled people with none or limited walking ability.

The purpose is to facilitate movements and to safeguard the physical well-being of the person, avoiding the appearance of complications related to the sitting position (bed sores, chronic postural pains ...).



Features	
Code	01.04.C03
Frame	Aluminum
Cross Bar	Double
Color	Powder coating
Front Wheels	15 cm (6 ") PVC
Rear Wheels	20 cm (8 ") PU
Armrest	Detachable , PU
Footrest	Foldable
Footplate	Tipper
Seat and Backrest	Soft and Padded Nylon, washable, disinfectable and fire-retardant
Brake	United brake
Backrest	Foldable
Dimensions	
Total width (frame + wheels)	61 cm
Width with closed frame	29 cm
Seat height from the ground	46 cm
Total height of the frame	92 cm
Overall frame length	94 cm
Backrest height	44 cm
Seat dimension	46 x 36.5 cm
Net weight of wheelchair	12.3 Kg
Gross weight of wheelchair	15 Kg
Box dimension	80 x 29 x 75 cm
Maximum capacity	110 Kg
Maintenance and Cleaning	
Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
ISO Code	12.22.03.003
CND Code	Y122106
RDM Code	2785531/R