

	SCHEDA TECNICA POLSIERA PER LETTO IN POLIPROPILENE	REVISIONE N° 4  DATA 12/2024
---	--	--

Nome Prodotto

Polsiera per Letto ADIGGY in Polipropilene con Fibbia a Scorrimento.

Codice	Taglia
01.12.AD61	Universale

Destinazione d'uso

La Polsiera per Letto ADIGGY in Polipropilene con Fibbia a Scorrimento è realizzata per i pazienti che necessitano di immobilizzazione. Allo stesso modo, impedisce anche la manipolazione da parte del paziente e di persone non autorizzate.



Descrizione

- Tessuto in polipropilene riciclabile e biodegradabile rivestito con un'imbottitura che previene danni al paziente.
- Facile regolazione grazie ad un sistema di fibbie in plastica.
- Sistema di regolazione e fissaggio che consente un montaggio rapido.

Materiali	
Polsiera	Polipropilene
Fibbie	Plastica
Manutenzione e Pulizia	
	Lavaggio Max 60° C
	Non Stirare
	Non Candeggiare
	Non Utilizzare l'Asciugatrice
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Busta di Plastica	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice CND	V0899
Codice RDM	2413368/R

	DATA SHEET POLYPROPYLENE BED WRISTBAND	REVISION N° 3  DATE 12/2024
---	--	---

Product Name

ADIGGY Bed Wrist Support in Polypropylene with Slide Buckle

Code	Size
01.12.AD61	Universal

Use

The ADIGGY Polypropylene Bed Wrist Support with Slide Buckle is made for patients who require immobilization. Likewise, it also prevents manipulation by the patient and unauthorized persons.



Description

- Recyclable and biodegradable polypropylene fabric covered with padding that prevents harm to the patient.
- Easy adjustment thanks to a plastic buckle system.
- Adjustment and fixing system that allows quick assembly.

Materials	
Wrist Restraint	Polypropylene
Buckles	Plastic
Maintenance and Cleaning	
	Water temperature not above 60° C
	Do not iron
	Do not bleach
	Do not dry in dryer
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Plastic Bag	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
CND Code	V0899
RDM Code	2413368/R