

	SCHEDA TECNICA FISSAGGIO TORACICO A "ZAINO"	REVISIONE N° 3  DATA 12/2024
---	---	--

Nome Prodotto

Fissaggio Toracico a Zaino ADIGGY in Neoprene Imbottito ed Elastico con chiusura in clips in plastica.

Codice	Taglia	Misure (cm)
01.12.ADX23-M	M	33-43
01.12.ADX23-L	L	43-53
01.12.ADX23-XL	XL	53-63



Destinazione d'uso

Il Fissaggio Toracico a Zaino ADIGGY in Neoprene Imbottito e Elastico con chiusura in clips in plastica facilita il corretto posizionamento della colonna vertebrale del paziente e fornisce supporto dinamico in caso di movimenti spastici. E' consigliato utilizzarlo con la cintura pelvico/addominale ADX20 o ADX21.

Descrizione

- Tessuto in neoprene imbottito, elastico e resistente.
- Design ergonomico adattato a qualsiasi tipo di morfologia.
- Montaggio rapido con apertura frontale con clips.
- Fissaggio diretto al telaio della carrozzina.

Materiali	
Imbottitura	Neoprene
Chiusura Clips	Plastica
Manutenzione e Pulizia	
	Lavaggio Max 30° C
	Non Stirare
	Non Candeggiare
	Non Utilizzare l'Asciugatrice
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Busta di Plastica	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice CND	V0899
Codice RDM	204439/R

	DATA SHEET "BAG" TRUNK SUPPORT	REVISION N° 3  DATE 12/2024
---	--	---

Product Name

ADIGGY Bag Chest Attachment in Padded and Elastic Neoprene with plastic clip closure.

Code	Size	Measures (cm)
01.12.ADX23-M	M	33-43
01.12.ADX23-L	L	43-53
01.12.ADX23-XL	XL	53-63

Use

The ADIGGY Backpack Thoracic Fixation in Padded and Elastic Neoprene with plastic clip closure facilitates the correct positioning of the patient's spine and provides dynamic support in case of spastic movements. It is recommended to use it with the ADX20 or ADX21 pelvic/abdominal belt.



Description

- Padded, elastic and resistant neoprene fabric.
- Ergonomic design adapted to any type of morphology.
- Quick assembly with front opening with clips.
- Direct attachment to the wheelchair frame.

Materials	
Padding	Neoprene
Clip Closure	Plastic
Maintenance and Cleaning	
	Water temperature not above 30° C
	Do not iron
	Do not bleach
	Do not dry in dryer
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Plastic Bag	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
CND Code	V0899
RDM Code	204439/R