

M027/A

M028/A

M027/B

M028/B



**Dichiarazione di Conformità CE** (Allegato VII Direttiva **2007/47/CE**)



Il fabbricante **ANTANO GROUP SRL** - Via delle Industrie, 10 06034 – Foligno (PG) dichiara che il Dispositivo Medico:

<i>Denominazione generica</i>	<b>Imbracatura polifunzionale per solleva persone</b>			
<i>Funzione</i>	Dispositivo utilizzato per il contenimento e lo spostamento di pazienti disabili			
<i>Modello</i>	Senza contenzione del capo		Con contenzione del capo	
	Trama traforata	Trama continua	Trama traforata	Trama continua
	<b>M027/A</b>	<b>M027/B</b>	<b>M028/A</b>	<b>M028/B</b>
<i>Classe di rischio (Allegato IX - Dir. 93/42/CEE)</i>	Classe I			

È conforme a quanto prescritto dalla Direttiva "Dispositivi Medici" 93/42/CEE e successive modifiche della Direttiva 2007/47/CE. Dichiara inoltre di aver applicato le seguenti norme armonizzate:  
 UNI EN ISO 10535

## Descrizione Articolo

Le imbracature della serie M027 e M028 sono progettate per sostenere tutto il corpo (senza contenzione del capo nella versione M027, con contenzione del capo nella versione M028).

Possono essere utilizzate in tutte le più comuni condizioni di sollevamento; affidabili in ogni situazione, antistrappo, traspiranti, sono realizzate in poliestere al 100% con trama traforata (M027/A e M028/A) o continua con fasce imbottite (M027/B e M028/B).

Le imbracature sono orlate da una robusta cinghia che forma ad ogni estremità un occhiello con 2 diversi punti di aggancio che assicurano così la simmetria durante il sollevamento ed il trasporto. Per garantirne la robustezza la cinghia è continua e cucita con un filo ad alta resistenza su tutto il perimetro.

La portata massima delle imbracature è 180 kg.

## Modalità di impiego


Le imbracature possono essere utilizzate esclusivamente con i sollevatori della serie Ulisse forniti da Antano Group s.r.l.

## Modalità di pulizia


Lavabili in acqua ad una temperatura massima di 60°C con detersivo o sapone neutro, non stirare.



## Caratteristiche tecniche



M027




M028


1. Occhielli superiori
2. Punti di posizionamento superiori bilanciere
3. Punti di posizionamento inferiori bilanciere
4. Maniglie
5. Occhielli inferiori

MADE IN CHINA

- Misure dimensionali



M027



M028

Modello - Taglia	A	B	C	D
M027 - M	101 cm	85 cm	28 cm	53 cm
M027 - L	110 cm	95 cm	38 cm	57 cm

Modello - Taglia	A	B	C	D	E	F
M028 - M	100 cm	85 cm	28 cm	52 cm	37 cm	32 cm
M028 - L	110 cm	95 cm	38 cm	57 cm	46 cm	36 cm



### Avvertenze

- ✓ Prima dell'utilizzo assicurarsi che il dispositivo non sia danneggiato; il tessuto, la cinghia, le cuciture e gli occhielli di sospensione devono essere integri
- ✓ Ispezionare periodicamente (almeno ogni 3 mesi) per verificare eventuali segni di danneggiamento, usura o potenziale cedimento in particolar modo se la pulizia viene condotta molto frequentemente
- ✓ Verificare che gli occhielli dell'imbracatura siano agganciati in modo adeguato al bilanciere
- ✓ Conservare ed utilizzare lontano da fiamme libere e fonti di calore
- ✓ Non superare la portata massima dichiarata

**Antano Group S.r.l**

Via delle Industrie 10, Zona Ind.le Sant'Eraclio  
06034 Foligno (PG) - ITALY

Tel. 0742/381269 Fax. 0742/386574

[www.antanogroup.com](http://www.antanogroup.com)

[info@antanogroup.com](mailto:info@antanogroup.com)

Sistema di gestione qualità certificato da  
KIWA CERMET ITALIA S.P.A.

ISO 9001 : 2015