



Via Ludovico D'Aragona 11  
20132 Milano (MI) - Italy  
Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361  
www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

## SCHEDA TECNICA

# CALZATURA FISIOLÓGICA ACTIVA 3A

Rev. 01

Giugno 2015

Codice	Misura
<b>A3A-35</b>	<b>35</b>
<b>A3A-36</b>	<b>36</b>
<b>A3A-37</b>	<b>37</b>
<b>A3A-38</b>	<b>38</b>
<b>A3A-39</b>	<b>39</b>
<b>A3A-40</b>	<b>40</b>
<b>A3A-41</b>	<b>41</b>
<b>A3A-42</b>	<b>42</b>

Codice	Misur
<b>A3A-43</b>	<b>43</b>
<b>A3A-44</b>	<b>44</b>
<b>A3A-45</b>	<b>45</b>
<b>A3A-46</b>	<b>46</b>
<b>A3A4748</b>	<b>47-48</b>
<b>A3A-4950</b>	<b>49-50</b>

### **Indicazioni Terapeutiche**

Calzatura fisiologica indicata per: Alluce valgo, Dita martello, Metatarsalgie, Vasculopatie, Piede reumatico  
Piede diabetico ( ACTIVA S RIGID+ plantare personalizzato )

### **Descrizione**

Calzatura con ampia apertura superiore per favorire la calzatura e con chiusura a velcro regolabile.

Tomaia in microfibra traspirante colore blu.

Apertura posteriore e superiore

Ampia calzatura a volume variabile

Sottopiede estraibile in spugna super-soft alto 10 mm

Suola con struttura monoblocco in miscela assorbì-urto e antiscivolo.

Tomaia ancorata alla suola con collante a base di acqua (privo di solventi chimici) e con cucitura di tenuta sul bordo suola.

Predisposta per l'inserimento di un plantare estraibile o di plantari personalizzati, realizzati per il trattamento di alterazioni della morfologia del piede o per la prevenzione delle algie plantari.

Disponibili a richiesta due taglie Extra-Large ( 47-48 e 49-50)

Accessori opzionali: Activa SP, Activa S Rigid ( soletta rigida )

### **Controindicazioni ed avvertenze**

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

### **Sicurezza**

La calzatura è realizzata con materiali privi di lattice e in conformità alla Direttiva RoHS 2002/95/CE.

In particolare non sono presenti le seguenti sostanze chimiche:

PBB – Polibromobifenili

PBDE – Polibromobifenileteri

Piombo e suoi composti

Composti del Cromo Esavalente

Mercurio e suoi composti

### **Pulizia**

Non lavare la calzatura per immersione, direttamente sotto il getto dell'acqua o in lavatrice.

Lavare con acqua tiepida, massimo 40 °C, e sapone neutro. Sono preferibili detersivi ad alta biodegradabilità. Non utilizzare prodotti aggressivi e sgrassanti (alcol, detersivi per bucato, candeggina, ammoniaca e solventi).

 <p>Via Ludovico D'Aragona 11 20132 Milano (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<b>SCHEDA TECNICA</b> <b>CALZATURA FISIOLÓGICA</b> <b>ACTIVA 3A</b>	<b>Rev. 01</b> <b>Giugno 2015</b>
---	---	--------------------------------------

Evitare materiali abrasivi quali spazzole lana d'acciaio, carta vetrata e lame metalliche per l'eliminazione di eventuali macchie.

Non asciugare la calzatura umida o bagnata direttamente con fonti di calore che potrebbero comportare danni alla stessa.

### **Conservazione**

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

### **Smaltimento**

I materiali utilizzati per la fabbricazione della calzatura sono di tipo parzialmente ecologico. Pertanto devono essere smaltiti in accordo alle normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. Si raccomanda di non disperdere il prodotto nell'ambiente.

### **Produttore**

INTERMED S.r.l.  
Via Ludovico D'Aragona 11  
20132 - Milano (MI)



**Codice CND**      **Y063303**  
**N. Repertorio**

**Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CE**