

Codice	Descrizione	Dimensioni
CP-01	Cuscino posizionale universale	Lunghezza 35 cm
		Profondità 25 cm
CP-02	Cuscino posizionale universale	Lunghezza 55 cm
		Profondità 40 cm
CP-03	Cuscino posizionale universale	Lunghezza 40 cm
		Profondità 15 cm
CP-10	Cuscino posizionale triangolare	Lunghezza 56 cm
		Profondità 32 cm
		Altezza 28 cm
CP-20	Cuscino posizionale a mezza luna	Lunghezza 200 cm
		Larghezza 30 cm
CP-30	Cuscino posizionale decubito laterale	Lunghezza 185 cm
		Larghezza 35 cm
CP-40	Cuscino posizionale cilindrico	Lunghezza 75 cm
		Diametro 18 cm
CP-50	Cuscino posizionale abduttore	Lunghezza 35 cm
		Larghezza lato corto 10 cm
		Larghezza lato lungo 30 cm
		Altezza 15 cm
CP-60	Cuscino posizionale semicircolare	Lunghezza 105 cm
		Larghezza 20 cm
CP-65	Cuscino posizionale circolare aperto	Lunghezza 135 cm
		Larghezza 20 cm
CP-70	Cuscino posizionale scarico due talloni	Lunghezza 85 cm
		Larghezza 25 cm
CP-80	Cuscino posizionale scarico mano	Lunghezza 45 cm
		Larghezza 23 cm
		Altezza 8,5 cm
CP-85	Cuscino posizionale scarico tallone	Lunghezza 48 cm
		Larghezza 30 cm
		Altezza 12 cm
CP-90	Cuscino posizionale scarico occipitale	Lunghezza 50 cm
		Larghezza 40 cm
		Altezza 9 cm

Descrizione

Cuscini posizionali per la prevenzione delle piaghe da decubito realizzati in fibra cava siliconata ad alta resilienza inserita in tessuto a trama sottile con fodera Pharmatex Argent, bi-elastica e traspirante. La resilienza della fibra, combinata alla massima traspirabilità del tessuto a trama sottile, garantisce sostegno ed assorbimento delle parti in appoggio favorendo un'ottimale ripartizione delle pressioni ed una diminuzione delle forze di taglio.

Posizionamento efficace

Poz'in'Form garantisce un posizionamento efficace e confortevole nel tempo. Le fibre lunghe impediscono, infatti, gli effetti dello scivolamento osservabili nel posizionamento classico. In più, la loro densità previene qualsiasi deterioramento prematuro del supporto. La diversità di forme, la gamma di taglie e il numero degli elementi di Poz'in'Form offrono una varietà significativa di combinazioni.

Modularità e comfort

Il posizionamento del paziente, in situazione allettata, associato ad un supporto di qualità consente un miglioramento della postura non corretta, una diminuzione dei rischi di piaghe da decubito e, in condizioni di sicurezza d'utilizzo, una riduzione dei rischi d'infezione.

Fodere Pharmatex Argent

Gli elementi ed i moduli di Poz'in'Form sono ricoperti con fodere Pharmatex bi-elastiche Argent (205 g/m²), rimovibili e lavabili. L'aggiunta di ioni d'argento all'interno della struttura poliuretanicca di Pharmatex limita la proliferazione di batteri (>99,90% secondo la normativa ISO 22196:2007). La traspirabilità (>500 g/m² /24 ore / temperatura standard 37°) riduce gli effetti della macerazione. **Classe 1 reazione al fuoco**

Indicazioni

CP-01 CP-02 CP-03	Cuscino posizionale universale. Le tre dimensioni garantiscono applicazioni differenziate. In posizione allungata, il modello 55 x 40 (CP-02) consente di mettere in flessione le ginocchia ed un posizionamento in leggera abduzione delle anche. I modelli di taglia inferiore (CP-01 e CP-03) permettono la sistemazione in posizione ottimale diminuendo altresì i rischi di piaghe da decubito e posture non corrette.
CP-10	Cuscino posizionale triangolare. Si adatta perfettamente alle diverse morfologie. Posizionato sotto le ginocchia, assicura il mantenimento a riposo delle articolazioni e riduce considerevolmente il fenomeno dello scivolamento in avanti limitando forze di taglio e frizioni nell'area sacrale. In posizione semi-Fowler, scarica le aree a rischio (osso sacro, ischio e talloni) trasferendo le pressioni in zone a rischio minore (polpacci, cosce e dorso).
CP-20	Cuscino posizionale a mezza luna. In posizione allettata o semi-Fowler, contiene e sostiene perfettamente il dorso del paziente. Utilizzato su poltrona, garantisce al paziente una ripartizione equilibrata delle pressioni nell'appoggio dorsale ed un posizionamento ottimale degli arti superiori.
CP-30	Cuscino posizionale decubito laterale. Cuscino polivalente, sostiene in modo confortevole il paziente sia a livello spalle, dorso ed anche, sia a livello ginocchia in caso di posizionamento in decubito laterale. In aggiunta, limita di fenomeni di forze di taglio e frizione.
CP-40	Cuscino posizionale cilindrico. Collocato in mezzo alle gambe, limita le forze di taglio e frizione a livello cosce e ginocchia. Può ugualmente essere utilizzato sotto le caviglie mettendo in scarico i talloni.
CP-50	Cuscino posizionale abduttore. Si colloca tra le gambe del paziente in posizione supina per mettere in abduzione le anche e per stabilizzare le gambe in posizione divaricata, limitando così le forze di taglio e frizione tra le cosce, le ginocchia ed i polpacci.
CP-60	Cuscino posizionale semicircolare. Associato ad un cuscino cilindrico, evita i fenomeni di attrito tra le gambe a livello ginocchia e cosce e garantisce una posizione in abduzione delle anche. Può essere utilizzato anche attorno al collo.
CP-65	Cuscino posizionale circolare aperto. Il cuscino circolare aperto, è utilizzato come complemento dei cuscini universali, triangolari o cilindrici, per aiutare a migliorare il posizionamento. Utilizzato come collare, aiuta il sollievo degli appoggi cervicali.
CP-70	Cuscino posizionale scarico due talloni. Grazie alla cintura che lo fissa ai piedi del materasso, garantisce uno scarico totale dei talloni e una posizione ottimale delle caviglie.
CP-80	Cuscino posizionale scarico mano. Riduce fortemente la pressione sulla pelle e sulle zone a rischio decubito. In fase post operatoria, aumenta il confort su delle zone localizzate e permette uno scarico a livello del polso. Le sue dimensioni, permettono di evitare un aumento delle pressioni di appoggio sul polso.
CP-85	Cuscino posizionale scarico tallone. Il cuscino di posizionamento per il piede permette lo spostamento dei punti di pressione concentrati nell'area tarsica verso zone a minor rischio (polpacci e ginocchia) garantendo uno scarico ottimale del tallone ed un buon posizionamento della caviglia. In caso di problemi vascolari, concorre al ritorno venoso. Le sue dimensioni permettono di evitare un aumento delle pressioni di appoggio sul tendine di Achille.
CP-90	Cuscino posizionale scarico occipitale. Oltre ad un posizionamento stabile, lo scarico centrale del cuscino, permette una diminuzione delle pressioni sulla zona occipitale. La combinazione della mousse viscoelastica e della fibra lunga, dona un sollievo regolare delle zone di contatto.

Modalità di lavaggio

<i>Fodera Pharmatex Argent</i>		temperatura massima 95°C - azione meccanica ridotta - risciacquo a temperatura gradualmente decrescente - centrifugazione ridotta
		non candeggiare al cloro
		non stirare - la stiratura a vapore ed i trattamenti a vapore non sono ammessi
		lavaggio a secco con tetracloroetilene, monofluoro-triclorometano e tutti i solventi indicati per il segno F - severe limitazioni all'aggiunta di acqua, all'azione meccanica, alla temperatura di lavaggio e/o asciugatura - non lavare a secco presso lavanderie automatiche a gettone
		asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa programma di asciugatura a temperatura ridotta
<i>Tessuto a trama sottile e fibra cava</i>		temperatura massima: 40°C - azione meccanica molto ridotta - risciacquo normale - centrifugazione normale - non torcere
		non candeggiare al cloro
		non stirare - la stiratura a vapore ed i trattamenti a vapore non sono ammessi
		non asciugare a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo

Conservazione e smaltimento

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.
Smaltire i dispositivi secondo le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione

Codice CND:

Numero di registrazione

Produttore **Pharma Ouest Industries**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE