

Rev. 00
Gennaio 2013



Scheda tecnica

GC-X

Guanti in cotone



Codice	Descrizione
GC – 6/0	Guanti ambidestri in cotone, con polsino elastico, colore bianco – Mis. 6
GC – 6/5	Guanti ambidestri in cotone, con polsino elastico, colore bianco – Mis. 6,5
GC – 7/0	Guanti ambidestri in cotone, con polsino elastico, colore bianco – Mis. 7
GC – 7/5	Guanti ambidestri in cotone, con polsino elastico, colore bianco – Mis. 7,5
GC – 8/0	Guanti ambidestri in cotone, con polsino elastico, colore bianco – Mis. 8
GC – 8/5	Guanti ambidestri in cotone, con polsino elastico, colore bianco – Mis. 8,5
GC – 9/0	Guanti ambidestri in cotone, con polsino elastico, colore bianco – Mis. 9
GC – 9/5	Guanti ambidestri in cotone, con polsino elastico, colore bianco – Mis. 9,5

Indicazioni	
Produttore	FOR.ME.SA Srl
CND	T0199
Repertorio	427613
Conformità	Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

Indicazioni

Guanto in cotone ideali la manipolazione generica prevalentemente di prodotti e/o componenti asciutti e puliti. Sottoguanti assorbi sudore per migliorare il comfort nell'uso prolungato

Descrizione

Guanti ambidestri, lavorati a maglia da filato cotone naturale 100% monofilo, senza cuciture e con polsino elastico. Elevatissima destrezza e sensibilità, grande comfort, leggera protezione da aggressioni meccaniche, assorbono il sudore, discreto isolamento termico, intercambiabile mano destra-sinistra (doppia durata).

Colore : bianco.

Misure: 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Larghezza polsino: 65 mm (guanto disteso).

Confezionamento

Confezione da un paio, imballo multiplo da 50 pz.

Controindicazioni e avvertenze

Non adatto ad operare in ambiente umido e/o caldo oltre i 45°C. Non protegge da azioni lesive come taglio, abrasione perforazione. Non usare in presenza di agenti chimici poiché non impermeabile.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.



INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142